

TIBBİ MALZEME

E-REÇETE , E-RAPOR WEB SERVİSLERİ KILAVUZU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık Yazılımları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Tıbbi Malzeme Reçete ve Rapor Servislerinin dış paydaşlarca kullanımına yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuz sadece teknik detay içermekte olup mevzuatsal yaptırımını bulunmamaktadır.

Sarı işaretli alanlar her zaman son güncelleme olacaktır.

İçindekiler

Amaç	
Yetkilendirme.....	
Web Servislerinde Şifre Gönderilmesi	
Test ortamı için kullanıcı kodu ve parola:	4
Sonuç Kodları	
Değişiklik Yönetimi	
Reçete İşlemleri Servisleri	
Web Servisi Adresi :	5
Web Servisi WSDL Adresi :	5
Elektronik Reçete Giriş Servisi.....	6
Elektronik Reçete giriş servisinde zorunlu alanlar aşağıdadır.	
Elektronik Reçete giriş servisi için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir	
İmzalı Elektronik Reçete Giriş Servisi	7
İmzalı Elektronik Reçete giriş servisi için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir.	
e-Reçete web servisinde yer alan diğer imzalı metodlar için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir.....	
Elektronik Reçete Sil Servisi	9
İmzalı Elektronik Reçete Sil Servisi	10
Elektronik Reçete Sorgula Servisi.....	11
İmzalı Elektronik Reçete Sorgula Servisi	12
Elektronik Reçete Liste Sorgula Servisi	12
İmzalı Elektronik Reçete Liste Sorgula Servisi	13
Elektronik Reçete Tanı Ekleme Servisi	14
İmzalı Elektronik Reçete Tanı Ekleme Servisi	14
Rapor İşlemleri Servisleri	
Web Servisi Adresi :	16
Web Servisi WSDL Adresi :	16
Elektronik Rapor Giriş Servisi	16
Elektronik Rapor giriş servisi için dikkat edilmesi gerekenler;	
Elektronik Rapor giriş servisinde zorunlu alanlar.....	
Elektronik Rapor Sil Servisi.....	18
Elektronik Rapor Sorgulama Servisi	18
Elektronik Rapor Listesi Sorgulama Servisi	19
Elektronik Rapor Tanı Ekleme Servisi.....	20
Elektronik Rapor Malzeme Giriş Servisi.....	21
İmzalı Elektronik Rapor Malzeme Giriş Servisi.....	21

Elektronik Rapor Açıklama Güncelleme Servisi.....	22
İmzalı Elektronik Rapor Açıklama Güncelleme Servisi.....	23
İmzalı Elektronik Rapor Giriş Servisi.....	23
İmzalı Elektronik Rapor giriş servisi için dikkat edilmesi gereken maddeler	Ha
e-Rapor web servisinde yer alan diğer imzalı metodlar için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir.....	
İmzalı Elektronik Rapor Sil Servisi	24
İmzalı Elektronik Rapor Sorgula Servisi.....	25
İmzalı Elektronik Rapor Liste Sorgula Servisi.....	26
İmzalı Elektronik Rapor Tanı Ekleme.....	27
Elektronik Rapor Onaylama ve Onay İptali	27
Rapor Onayı adımları;	27
Hekim Onay Servisi	28
Başhekim Onay Servisi	28
Doktor Onayı Bekleyen Raporlar (Tesis Bazlı Liste).....	29
Doktor Onayı Bekleyen Raporlar (Doktor Bazlı Liste)	30
Başhekim Onayı Bekleyen Raporlar	31
Rapor Onay Detay Sorgulama	32
Yardımcı İşlemler Servisleri	
Web Servisi Adresi :	33
Web Servisi WSDL Adresi :	33
Sut Malzemesi Sorgulama Servisi	33
ABR Test Kaydet	33
Davranım Odyometrisi Test Kaydet	34
Saf Ses Odyometrisi Test Kaydet.....	35
Rapor Özel Durum Ekle.....	36
TABLolar.....	
Tablo 1: EReceteDVO	36
Tablo 2 : EReceteMalzemeGirisDVO	37
Tablo 3 : EReceteAciklamaDVO.....	37
Tablo 4: ETaniDVO.....	37
Tablo 5 : EMalzemeGirisDVO	38
Tablo 6 : ERaporDVO.....	38
Tablo 7 : DoktorDVO	39
Tablo 9 : ERaporTaniDVO	39
Tablo 10 : EReceteCevapDVO.....	40
Tablo 11 : Malzeme Grupları.....	40

Tablo 12 : Malzeme Kullanım Yeri.....	40
Tablo 13 : İşitme Cihazları Kullanım Şekli.....	41
Tablo 14 : Reçete Türü	41
Tablo 15 : Provizyon Tipi	42
Tablo 16 : Kullanım Periyot Birimi.....	42
Tablo 17 : Açıklama Türü.....	42
Tablo 18 : EReceteMalzemeDVO	43
Tablo 19: ERaporGirisDVO	43
Tablo 20 : Rapor Düzenleme Türü.....	45
Tablo 21 : EMalzemeCevapDVO.....	45
Tablo 22 : MalzemeSutKodlariPojo	45
Tablo 23 : Rapor Onay Kodları	46
Tablo 24 : DoktorOnaysizRaporDVO	46
Tablo 25 : ERaporDoktorOnayBilgisiDVO	46
İmzalı Metotlarda imzalanarak byte[] tipinde gönderilecek XML Örnekleri.....	
ABR Test Kaydet	47
Davranım Odyometrisi Test Kaydet	48
Saf Ses Odyometrisi Test Kaydet.....	48
İmzalı E-Rapor Kaydet	49
İmzalı E-Rapor Liste Sorgula	50
İmzalı E-Rapor Sorgula	50
İmzalı E-Rapor Sil.....	50
İmzalı E-Rapor Tani Ekle	50
İmzalı E-Rapor Açıklama Güncelle.....	52
İmzalı E-Rapor Malzeme Ekle.....	52
İmzalı E-Reçete Giriş.....	52
İmzalı E-Reçete Liste Sorgu	53
İmzalı E-Reçete Sorgu.....	53
İmzalı E-Reçete Sil	54
İmzalı E-Reçete Tanı Ekle	54
Malzeme Listesi.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Amaç

Ayaktan tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula Sistemi'ne kaydedilmesi.

Yetkilendirme

Sağlık tesisleri, aile hekimlikleri ve işyeri hekimlikleri ilgili servisi doktor'un adı ve şifresiyle çağıracaklardır.

Web Servislerinde Şifre Gönderilmesi

Web servislerinde HTTP Basic Authentication yöntemi kullanılmaktadır. Bunun için web servis isteklerinde (request), kullanıcı adı (TC Kimlik Numarası) ve şifresi HTTP Header içinde GSS sunucusuna gönderilmelidir. Web servisleri teknolojisi ile oturum (session) bilgisini muhafaza etmenin henüz standart bir yolu olmadığı için, kullanıcı adı ve şifrenin her SOAP isteminde (request) gönderilmesi gerekmektedir.

Test ortamı için kullanıcı kodu ve parola:

Sağlık Tesisleri İçin ;

Kullanıcı Adı	Şifre	Tesis Kodu	Doktor TC Kimlik No
99999999990	99999999990	11068891	99999999990
88888888880	88888888880	11068891	88888888880
77777777770	77777777770	11068891	77777777770
66666666660	66666666660	11068891	66666666660

Web servisleriyle ilgili sorunlarınızı tmdestek@sgk.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Bu dökümanın son haline <https://medsahis.sgk.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç Kodları

0000	İşlemin başarı ile tamamlandığını gösteren sonuç kodu.
0001 - 9999	İşlemin başarısız olduğunu gösterir sonuç kodları

Değişiklik Yönetimi

1.0	08.05.2018	Rapor işlemleri Servisine ,”Hekim Onay/iptal”, ”Başhekim Onay/iptal”, ”Tesis ve Doktor Bazlı Onaysız rapor Listeleme” ve ”Rapor Onay Detay Sorgulama” metodları eklenmiştir
1.1	27.05.2018	- E-Reçete Kayıt işleminde <i>EReceteGirisIstekDVO</i> içerisinde bulunan <i>EReceteDVO</i> nesnesi içerisinde bulunan String tipindeki <i>doktorTCKimlikNo</i> değişkeni kaldırılarak yerine DoktorDVO tipinde <i>receteYazanDoktorBilgisi</i> nesnesi eklenmiştir. - İmzalı E-Reçete Kayıt işleminde imzalanarak byte[] haline getirilecek xml içerisinde de <i>doktorTCKimlikNo</i> değişkeni kaldırılarak yerine <i>receteYazanDoktorBilgisi</i> nesnesi eklenmiştir. - Reçete ve Rapor giriş isteklerinde <u>doktor branş kodu zorunlu</u> hale getirilmiştir. - E Rapor Liste Sorgulama metodu ile Sağlık hak sahibine ait tüm tıbbi malzeme raporları listelenmektedir. Tesise göre sorgulama iptal edilmiştir.
1.2	06.07.2018	Rapor İşlemleri Servisi’ ne “eRaporTaniEkle” ve “imzaliERaporTaniEkle” metodları eklenmiştir. (eRaporTaniEkle , imzaliERaporTaniEkle)
1.3	31.10.2018	Rapor İşlemleri Servisi’ne ‘eRaporAciklamaGuncelle’ , ‘imzaliERaporAciklamaGuncelle’, ‘eRaporMalzemeEkle’ , ‘imzaliERaporMalzemeEkle’ metodları eklenmiştir. (eRaporAciklamaGuncelle,imzaliERaporAciklamaGuncelle, eRaporMalzemeEkle, imzaliERaporMalzemeEkle)
1.4	16.12.2020	Tablo 15 Provizyon Tipi tablosu güncellenmiştir.

Reçete İşlemleri Servisleri

Web Servisi Adresi :

Gerçek ortam : <https://medsahis.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeEReceteIslemleriService>

Test ortamı : <https://sgkt.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeEReceteIslemleriService>

Web Servisi WSDL Adresi :

Gerçek ortam : <https://medsahis.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeEReceteIslemleriService?wsdl>

Test ortamı : <https://sgkt.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeEReceteIslemleriService?wsdl>

Elektronik Reçete Giriş Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eReceteGiris	EReceteGirisIstekDVO	EReceteGirisCevapDVO

Tablo : EReceteGirisIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	long	11	Evet	
eReceteDVO	Elektronik Reçete Nesnesi	EReceteDVO	N/A	Evet	Tablo1

Tablo : EReceteGirisCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
eReceteDVO	Elektronik Reçete Nesnesi	EReceteCevapDVO	N/A	Elektronik Reçete Nesnesi Tablo 18

Elektronik Reçete giriş servisinde zorunlu alanlar aşağıdadır.

EReceteDVO;

tesisKodu, tcKimlikNo, receteTarihi,receteTuru, provizyonTipi,takipNo
,malzemeListesi,taniListesi,receteYazanDoktorBilgisi

DoktorDVO(receteYazanDoktorBilgisi);

tcKimlikNo, bransKodu

EReceteMalzemeGirisDVO(malzemeListesi);

raporId, receteMalzeme

EMalzemeGirisDVO(receteMalzeme);

sutKodu,kullanımYeri,kullanımPeriyodu,kullanımPeriyoduBirim,adet,kullanımSekli(İşitme Cihazları İçin)

TaniListesi;

taniKodu

Elektronik Reçete giriş servisi için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir

- Malzeme Reçetesi oluşturulurken girilen raporlar başhekim onaylı olmalıdır.
- Reçete içerisinde Miat takipli malzeme ile Rapor takipli malzeme aynı anda girilebilir.
- Herbir malzeme bir rapor numarası ile reçete edilebilir. Reçete listesindeki herbir malzeme için girilen rapor takip numarasına ait raporda o malzeme belirtilmiş olmalıdır.
- Reçete yazan doktor bilgisi için TC Kimlik Numarası ve Doktor Branş Kodu zorunlu alandır. Branş kodu bilinmiyorsa “9999-Pratisyen Hekim” olarak reçete için doktor bilgisi kaydedilebilir. Ancak reçete karşılanırken “9999” olarak kaydedilen reçete malzemesi için branş belirtilmişse reçete karşılanmaz.
- Rapor Takipli Malzemelerde (Malzeme sorgu sonucu malzemeGrubuKodu ‘R’ olan malzemeler) kullanım periyodu, kullanım periyodu birimi zorunludur. Diğer (ISMARLAMA ‘L’, MIAT TAKİPLİ ‘M’ ve İADE ‘I’ malzemeler) malzemelerde bu değerler girilse dahi sisteme sıfır ‘0’ olarak kaydedilecektir.
- Reçetede *girilen* malzeme adeti raporda belirtilen günlük kullanım adetinden fazla olamaz.
- Malzeme reçete edilirken kullanım değerleri periyot bilgisine göre hesaplanmalıdır. Girilen adet girilen periyod kadar periyod biriminde (*periyod:3, birim:2 = 3 Haftada , periyod:1,birim:1 = 1 günde .. gibi*) kullanılabilecek maksimum değeri gösterir.
- Reçetede girilen malzeme kullanım yeri rapordakinden farklı olamaz.
- İşitme cihazları ([DO1004-DİJİTAL PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZ](#) , [DO1005-KULAK KALIBI](#), [A10106-İŞİTME CİHAZI PİLİ](#)) için girilen reçete de Reçete Malzeme içerisinde bulunan Kullanım Şekli zorunlu alandır. İşitme cihazları reçetesinde sadece işitme cihazları olabilir. Diğer cihaz reçeteleri işitme cihazları ile birlikte girilemez. İşitme cihazları reçete edilirken mutlaka aynı tesisten oluşturulmuş rapor id ile kaydedilmelidir.

İmzalı Elektronik Reçete Giriş Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliEReceteGiris	ImzaliEReceteGirisIstekDVO	ImzaliEReceteGirisCevapDVO

Tablo : ImzaliEReceteGirisIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	long	11	Evet	
imzaliErecete	İmzalı elektronik reçete verisi	byte[]	N/A	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik reçete sürüm numarası	int	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliEReceteGirisCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
eReceteDVO	Elektronik Reçete Nesnesi	EReceteCevapDVO	N/A	Elektronik Reçete Nesnesi Tablo 10

İmzalı Elektronik Reçete giriş servisi için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir.

- Zorunlu alanlar elektronik reçete giriş servisi ile aynıdır.
- İmzalanacak elektronik ereçete.xml dosyası xsd'ye uygun olarak hazırlanmalıdır.
- Kullanılan imza tipi XAdES_BES enveloping imzadır. Diğer imza tipleri kabul edilmeyecektir.
- İmzalama algoritması olarak RSA_SHA256 kullanılmaktadır.
- Özet algoritması olarak SHA256 kullanılmaktadır.
- İmzalan orijinal XML dosyası imzalı dosyanın içinde 64'lük tabanda (base 64) kodlanarak yer alacaktır.
- Elektronik reçetelerin 5070 sayılı kanuna uygun olarak nitelikli elektronik imza sertifikası ile imzalanması gereklidir.
- Elektronik reçeteler sadece reçete'yi düzenleyen doktor tarafından imzalanacaktır.
- İmza doğrulama işlemi yazılımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Üçüncü parti yazılım kullanılmamaktadır.
- Test ortamında elektronik reçete'yi imzalayan doktor'un kontrolü yapılmamaktadır. Test etmek için herhangi bir kişinin imzalaması yeterlidir. (Dr.T.C.Kimlik Numarası 99999999990 kullanılmalıdır)
- Test ortamında da nitelikli elektronik imza sertifikası kullanılmalıdır.

- İmzalanan XML dosyası örneği dökümanın sonlarında ekler bölümünde yer almaktadır.
[eReceteGirisOrnek.xml](#)

e-Reçete web servisinde yer alan diğer imzalı metodlar için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir.

- İmzalanacak xml dosyaları xsd 'lere uygun olarak hazırlanmalıdır.
- Kullanılan imza tipi XAdES_BES enveloping imzadır. Diğer imza tipleri kabul edilmeyecektir.
- İmzalama algoritması olarak RSA_SHA256 kullanılmaktadır.
- Özet algoritması olarak SHA256 kullanılmaktadır.
- İmzalan orijinal XML dosyası imzalı dosyanın içinde 64'lük tabanda (base 64) kodlanarak yer alacaktır.
- Elektronik verinin 5070 sayılı kanuna uygun olarak nitelikli elektronik imza sertifikası ile imzalanması gereklidir.
- İmza doğrulama işlemi yazılımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Üçüncü parti yazılım kullanılmamaktadır.
- Test ortamında elektronik veriyi imzalayan doktorun kontrolü yapılmamaktadır. Test etmek için herhangi bir kişinin imzalaması yeterlidir. (Dr.T.C.Kimlik Numarası 99999999990 kullanılmalıdır)
- Test ortamında da nitelikli elektronik imza sertifikası kullanılmalıdır.
- İmzalanan XML dosyası örnekleri dökümanın sonunda ekler bölümünde yer almaktadır.
 - Elektronik Reçete Sil: [eReceteSilOrnek.xml](#)
 - Elektronik Reçete Sorgu: [eReceteSorgulaOrnek.xml](#)
 - Elektronik Reçete Liste Sorgu: [eReceteListeSorgulaOrnek.xml](#)
 - Elektronik Reçete Tanı Ekle: [eReceteTaniEkleOrnek.xml](#)

Elektronik Reçete Sil Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eReceteSil	EReceteSorguIstekDVO	EReceteSilCevapDVO

Tablo : EReceteSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunlu k	Gerekli mi?	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int	8	E	

doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	long	11	E	
ereceteNo	E-Reçete No	String		E	

Tablo : EReceteSilCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak silinmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
eRecetenNo	Silinen Reçete No	String	N/A	

İmzalı Elektronik Reçete Sil Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliEReceteSil	ImzaliEReceteSilIstekDVO	ImzaliEReceteSilCevapDVO

Tablo : ImzaliEReceteSilIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliERecete	İmzalı elektronik reçete silme verisi	byte[]	N/A	Evet	
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik reçete silme sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzalıEReceteSilCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Elektronik Reçete Sorgula Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eReceteSorgula	EReceteSorguIstekDVO	EReceteSorguCevapDVO

Tablo : EReceteSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli mi?	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
ereceteNo	E-Reçete No	String		Evet	

Tablo : EReceteSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
eReceteCevap	Elektronik Reçete Nesnesi	EReceteCevapDVO	N/A	Elektronik Reçete Nesnesi Tablo 10

İmzalı Elektronik Reçete Sorgula Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliEReceteSorgu	ImzaliEReceteSorguIstekDVO	ImzaliEReceteSorguCevapDVO

Tablo : ImzaliEReceteSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliEReceteSorgula	İmzalı elektronik reçete sorgu verisi	byte[]	N/A	Evet	
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik reçete sorgula sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliEReceteSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
eReceteCevap	Elektronik Reçete Nesnesi	EreceteCevapDVO	N/A	Elektronik Reçete Nesnesi Tablo 10
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Elektronik Reçete Liste Sorgula Servisi

Elektronik reçete listesi TC Kimlik Numarasına sahip sağlık hak sahibinin tüm reçete bilgisini getirmektedir. Liste sorgusundan sonra ayrıca reçete sorgulamaya gerek yoktur.

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eReceteListeSorgula	EReceteListeSorguIstekDVO	EReceteListeSorguCevapDVO

Tablo : EReceteListeSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	long	11	Evet	
hastaTcKimlikNo	Hasta T.C. Kimlik No	long	11	Evet	Yurt Dışı Sigortalılar için uzunluk 10 hane olmalıdır.

Tablo : EReceteListeSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
receteCevapDVO	Elektronik Reçete Nesnesi	EReceteCevapDVO[]	N/A	Elektronik Reçete Listesi Tablo 10

İmzalı Elektronik Reçete Liste Sorgula Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliEreceteListeSorgu	ImzaliEReceteListeSorguIstekDVO	ImzaliEReceteListeSorguCevapDVO

Tablo : ImzaliEReceteListeSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliEreceteListeSorgula	İmzalı elektronik reçete liste sorgu verisi	byte[]	N/A	Evet	
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik reçete liste sorgu sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliEReceteListeSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
receteListesi	Elektronik Reçete Nesnesi	EReceteCevapDVO[]	N/A	Elektronik Reçete Nesnesi Tablo 10

sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Elektronik Reçete Tanı Ekleme Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eReceteTaniEkle	EReceteTaniEkleIstekDVO	EReceteTaniEkleCevapDVO

Tablo : EReceteTaniEkleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli mi?	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	long	11	Evet	
ereceteNo	E-Reçete No	String		Evet	
taniListesi		ETaniDVO[]		Evet	Tablo 4

Tablo : EReceteTaniEkleCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise ekleme işlemi hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

İmzalı Elektronik Reçete Tanı Ekleme Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliEReceteTaniEkle	ImzaliEReceteTaniEkleIstekDVO	ImzaliEReceteTaniEkleCevapDVO

Tablo : ImzaliEReceteTaniEkleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
---------------	----------	------	---------	---------	----------

imzaliEreceteTani	İmzalı elektronik reçete tanı ekleme verisi	byte[]	N/A	Evet	
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik reçete tanı ekleme sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliEReceteTaniEkleCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Rapor İşlemleri Servisleri

Web Servisi Adresi :

Gerçek ortam : <https://medsahis.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeERaporIslemleriService>

Test ortamı : <https://sgkt.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeERaporIslemleriService>

Web Servisi WSDL Adresi :

Gerçek ortam : <https://medsahis.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeERaporIslemleriService?wsdl>

Test ortamı : <https://sgkt.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeERaporIslemleriService?wsdl>

Elektronik Rapor Giriş Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporGiris	ERaporGirisIstekDVO	ERaporGirisCevapDVO

Tablo : ERaporGirisIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
eRaporDVO	Elektronik Rapor Nesnesi	ERaporGirisDVO	N/A	Evet	Tablo 19

Tablo : ERaporGirisCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise rapor hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaj i	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.

uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
eRaporDV O	Elektronik Rapor Nesnesi	ERaporDVO	N/A	Elektronik Rapor Nesnesi Tablo 6

Kaydedilmek istenen rapor'un Medula sistemine gönderilmesi amacıyla eraporGiris servisi kullanılır.

Elektronik Rapor giriş servisi için dikkat edilmesi gerekenler;

- Rapor servisleri hekim kullanıcı adı ve parolası ile çağrılmalıdır.
- Raporu sisteme giren hekim onaylamış kabul edilmektedir. Çok hekimli raporlarda diğer hekimlerin de onayından sonra, tek hekimli raporlarda sisteme girişten sonra başhekim onayı beklenmektedir. Rapor başhekim onayından sonra geçerlilik kazanmaktadır.
- Rapor malzemesi girişinde girilen adet reçetede olduğu gibi, kullanım periyodu kadar periyod birimdeki toplam miktarı göstermektedir.
- İşitme cihazları ([DO1004-DİJİTAL PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZ](#) , [DO1005-KULAK KALIBI](#), [A10106-İŞİTME CİHAZI PİLİ](#)) için oluşturulan raporda odyometri test id si ve Rapor Malzeme içerisinde bulunan Kullanım Şekli zorunlu alandır. İşitme cihazları raporunda sadece işitme cihazları olabilir. Diğer cihaz raporları işitme cihazları ile birlikte girilemez.

Elektronik Rapor giriş servisinde zorunlu alanlar

ERaporDVO;

tcKimlikNo,raporTarihi,raporBitisTarihi,tesisKodu,takipNo,raporDuzenlemeTuruKodu,malzemeListesi,doktorListesi,taniListesi,odyometriTestId(Isitme Cihazları raporu için zorunlu), ozelDurumListesi

EMalzemeGirisDVO;

sutKodu, kullanimPeriyodu,kullanimPeriyodBirim,adet,kullanimYeri,kullanimSekli, degistirmeRaporu

DoktorDVO;

tcKimlikNo

ETaniDVO;

taniKodu

ERaporOzelDurumDVO; (A10118, A10049, A10010 SUT kodlu malzemeler girildiği zaman)

ozelDurum

Elektronik Rapor Sil Servisi

Rapor sil servisi rapor'u yazan hekim veya başhekim tarafından çağırılabilir. Rapor Başhekim Onaylı değil ise silinebilir. Başhekim Onaylı ise öncelikle başhekim onayının iptal edilmesi , rapora ilişkili e-reçete kaydının silinmesinden sonra rapor silinebilir. Başhekim tarafından onaylı değil ise raporda belirtilen hekimlerden birisi ve/veya başhekim yetkili hekim tarafından rapor silinebilir.

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporSil	ERaporSorgulstekDVO	ERaporCevapDVO

Tablo : ERaporSorgulstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
raporTakipNo	Rapor takip numarası	String	15	Evet	

Tablo : ERaporCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise rapor silme işlemi hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Elektronik Rapor Sorgulama Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporSorgula	ERaporSorgulstekDVO	ERaporSorguCevapDVO

Rapor sorgulama servisi, gelen rapor takip numarasına ait rapor detayını varsa tek elemanlı ERaporDVO dizisi olarak döndürür.

Tablo : ERaporSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
raporTakipNo	Rapor takip numarası	String	15	Evet	

Tablo : ERaporSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
raporCevap	Elektronik Rapor Nesnesi	ERaporDVO[]	N/A	Elektronik Rapor Nesnesi Tablo 6

Elektronik Rapor Listesi Sorgulama Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporListeSorgula	ERaporListeSorguIstekDVO	ERaporListeSorguCevapDVO

Rapor listesi sorgulama servisi, TC Kimlik numarasına sahip sağlık hak sahibinin varsa raporlarının detaylarını ERaporDVO dizisi şeklinde döndürür. Liste sorgusu sonrası detay için rapor bilgisini tekrar sorgulamak gerekmez.

Tablo : ERaporListeSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
---------------	----------	------	---------	---------	----------

tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
hastaTcKimlikNo	Hasta T.C. Kimlik No	String	11	Evet	Yurt Dışı Sigortalılar için uzunluk 10 hane olmalıdır.

Tablo : ERaporSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
raporCevap	Elektronik Rapor Nesnesi	ERaporDVO[]	N/A	Elektronik Rapor Nesnesi Tablo 6

Elektronik Rapor Tani Ekleme Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporTaniEkle	ERaporTaniEkleIstekDVO	ERaporCevapDVO

Rapor tani ekleme servisi, onaylanmamış rapora tani ekleyebilmek amacını yürütür. Rapora yalnızca ilgili tesis başhekim, başhekim yetkili hekim ve ya rapor hekimleri tani ekleyebilir. Bir veya daha fazla tani eklenebilir.

Tablo : ERaporTaniEkleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	

doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
raporTakipNo	Rapor takip numarası	String	15	Evet	
taniListesi	Tanı Listesi	ETaniDVO[]		Evet	Tablo4

Tablo : ERaporCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Elektronik Rapor Malzeme Ekleme Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporMalzemeEkle	ERaporMalzemeEkleIstekDVO	ERaporCevapDVO

Rapor malzeme ekleme servisi, rapora malzeme ekleme amacını yürütür. Rapora yalnızca ilgili tesis başhekim, başhekim yetkili hekim ve ya rapor hekimleri malzeme ekleyebilir. Bir veya daha fazla malzeme eklenebilir.

Tablo : ERaporMalzemeEkleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	long	11	Evet	
raporTakipNo	Rapor takip numarası	String	15	Evet	
malzemeListesi	Elektronik Rapor Nesnesi	EMalzemeGirisDVO[]		Evet	Tablo5

Tablo : ERaporCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.

uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
-------------	--------------	--------	-----	---

İmzalı Elektronik Rapor Malzeme Giriş Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliERaporMalzemeEkle	ImzaliERaporMalzemeEkleIstekDVO	ImzaliERaporMalzemeEkleCevapDVO

Tablo : ImzaliERaporMalzemeEkleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
imzaliERaporMalzeme	İmzalı elektronik rapor verisi	byte[]	N/A	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik rapor sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliERaporMalzemeEkleCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Elektronik Rapor Açıklama Güncelleme Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporAciklamaGuncelle	ERaporAciklamaGuncelleIstekDVO	ERaporCevapDVO

Rapor açıklama güncelleme servisi, onaylanmış raporun açıklama kısmında güncelleme amacını yürütür. Rapora yeni bir açıklama eklemek değil, var olan açıklamayı düzenlemek için kullanılır. Açıklama güncelleme işleminden sonra raporun onayı ortadan kalkar, tekrar başhekim onayına düşer.

Tablo : ERaporAciklamaGuncelleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	long	11	Evet	
raporTakipNo	Rapor takip numarası	String	15	Evet	
aciklama	Açıklama	String		Evet	

Tablo : ERaporCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

İmzalı Elektronik Rapor Açıklama Güncelleme Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliERaporAciklamaGuncelle	ImzaliERaporAciklamaGuncelleIstekDVO	ImzaliERaporAciklamaGuncelleCevapDVO

Tablo : ImzaliERaporAciklamaGuncelleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
imzaliERaporAciklama	İmzalı elektronik rapor verisi	byte[]	N/A	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik rapor sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliERaporAciklamaGuncelleCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesajı	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

e-Rapor web servisinde yer alan diğer imzalı metodlar için aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir.

- İmzalanacak xml dosyaları xsd 'lere uygun olarak hazırlanmalıdır.
- Kullanılan imza tipi XAdES_BES enveloping imzadır. Diğer imza tipleri kabul edilmeyecektir.
- İmzalama algoritması olarak RSA_SHA256 kullanılmaktadır.
- Özet algoritması olarak SHA256 kullanılmaktadır.
- İmzalanan orijinal XML dosyası imzalı dosyanın içinde 64'lük tabanda (base 64) kodlanarak yer alacaktır.
- Elektronik verinin 5070 sayılı kanuna uygun olarak nitelikli elektronik imza sertifikası ile imzalanması gereklidir.
- İmza doğrulama işlemi yazılımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Üçüncü parti yazılım kullanılmamaktadır.
- Test ortamında elektronik veriyi imzalayan doktorun kontrolü yapılmamaktadır. Test etmek için herhangi bir kişinin imzalaması yeterlidir. (Dr.T.C.Kimlik Numarası 99999999990 kullanılmalıdır)
- Test ortamında da nitelikli elektronik imza sertifikası kullanılmalıdır.
- İmzalanan XML dosyası örnekleri dökümanın sonunda ekler bölümünde yer almaktadır.
 - Elektronik Rapor Sil: [eRaporSilOrnek.xml](#)
 - Elektronik Rapor Sorgu: [eRaporSorgulaOrnek.xml](#)
 - Elektronik Rapor Liste Sorgu: [eRaporListeSorgulaOrnek.xml](#)
 - Elektronik Rapor Malzeme Ekle :[eRaporMalzemeEkleOrnek.xml](#)
 - Elektronik Rapor Açıklama Güncelle:[eRaporAciklamaGuncelleOrnek.xml](#)

İmzalı Elektronik Rapor Sil Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliERaporSil	ImzaliERaporSilIstekDVO	ImzaliERaporSilCevapDVO

Tablo : ImzaliEReceteSilIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliErapor	İmzalı elektronik rapor silme verisi	byte[]	N/A	Evet	
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik rapor silme sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliEReceteSilCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

İmzalı Elektronik Rapor Sorgula Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliERaporSorgu	ImzaliERaporSorguIstekDVO	ImzaliERaporSorguCevapDVO

Tablo : ImzaliERaporSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliEraporSorgula	İmzalı elektronik rapor sorgu verisi	byte[]	N/A	Evet	
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik rapor sorgula sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliERaporSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
---------------	----------	------	---------	----------

raporListesi	Elektronik Rapor Nesnesi	ERaporDVO[]	N/A	Elektronik Rapor Nesnesi
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaj i	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

İmzalı Elektronik Rapor Liste Sorgula Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliERaporListeSorgu	ImzaliERaporListeSorguIstekDVO	ImzaliERaporSorguCevapDVO

Tablo : ImzaliERaporListeSorguIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliERaporListeSorgula	İmzalı elektronik rapor liste sorgu verisi	byte[]	N/A	Evet	
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik rapor liste sorgu sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliERaporSorguCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
raporListesi	Elektronik Rapor Nesnesi	ERaporDVO[]	N/A	Elektronik Rapor Nesnesi
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaj i	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

İmzalı Elektronik Rapor Tanı Ekleme

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
imzaliERaporTaniEkle	ImzaliERaporTaniEkleIstekDVO	ImzaliERaporTaniEkleCevapDVO

Tablo : ImzaliERaporTaniEkleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliERaporTani	İmzalı elektronik rapor tani giriş verisi	byte[]	N/A	Evet	Ornek XML
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı elektronik rapor tani giriş sürüm numarası	String	8	Evet	1 olarak girilecek.

Tablo : ImzaliERaporTaniEkleCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Elektronik Rapor Onaylama ve Onay İptali

Sisteme kaydedilen Elektronik Tıbbi Malzeme raporları imzalı ya da imzasız hangi metodla kaydedilirse kaydedilsin sisteme kaydeden hekim tarafından onaylanmış kabul edilir.

Rapor Onayı adımları;

- Elektronik Rapor Hekim ve Başhekim Onay metodları rapor onayı yanısıra onay iptali için de kullanılabilir. Parametre olarak gönderilen onay kodları Raporun onaylı ya da onay iptalli olduğunu gösterir.
- Rapor Düzenleme Türü Kodu 2 – Tek Hekim – olan raporlar sisteme kaydedildiğinde başhekim onayı için işaretlenirler.
- Rapor Düzenleme Türü Kodu 1 – Heyet – olan raporlar sisteme kaydedildiğinde raporda var olan diğer hekimler tarafından onaylanması için işaretlenirler. Tüm hekimler raporu onayladığında başhekim

onayı için işaretlenir. Eğer hekimlerden birisi rapor onayını “Geçersiz” veya “Onay İptal” şeklinde işaretlemişse rapor onay iptal olarak kaydedilir.

- Başhekim Onay sürecinde -henüz başhekim tarafından onaylanmadan- hekim rapor onay kodunu değiştirebilir. Hekim Onay kodunu iptal şeklinde kaydederse başhekim onay listesinden silinir.
- Başhekim Onayına kadar rapor hekim veya başhekim tarafından silinebilir.
- Başhekim onayı yapılmadan rapor ile ilintili malzeme reçetesi kaydedilemez.

Hekim Onay Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
doktorERaporOnayVelptal	ERaporOnayIstekDVO	ERaporOnayCevapDVO

Bu metod ile hekim onaylanmamış raporu onaylayabilir, Onaylanmış metodu Başhekim Onayı yapılmamışsa İptal edebilir, Onayı Geri Alabilir, Raporu Geçersiz olarak işaretleyebilir.

Tablo : ERaporOnayIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
onayKod	Onay Kodu	int		Evet	Tablo 23
tesisKodu	Tesis Kodu	int		Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
raporTakipNo	Onaylanacak Rapor Id	String		Evet	

Tablo : ERaporOnayCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Başhekim Onay Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
bashekimERaporOnayVeİptal	ERaporOnayIstekDVO	ERaporOnayCevapDVO

Bu metod ile hekim onaylanmamış raporu onaylayabilir, Onaylanmış metodu Başhekim Onayı reçete edilmemişse İptal edebilir, Onayı Geri Alabilir, Raporu Geçersiz olarak işaretleyebilir.

Tablo : ERaporOnayIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
onayKod	Onay Kodu	int		Evet	Tablo 23
tesisKodu	Tesis Kodu	int		Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
raporTakipNo	Onaylanacak Rapor Id	String		Evet	

Tablo : ERaporOnayCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Doktor Onayı Bekleyen Raporlar (Tesis Bazlı Liste)

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
doktorOnayıBekleyenRaporlarTesisBazlıSorgula	OnayBekleyenRaporIstekDVO	OnayBekleyenTesisRaporCevapDVO

Tesis için hekim onay sürecindeki tüm raporlar listelenir.

Tablo : OnayBekleyenRaporIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
---------------	----------	------	---------	---------	----------

tesisKodu	Tesis Kodu	int		Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	

Tablo : OnayBekleyenTesisRaporCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Açıklama
onaysizDoktorRaporListesi	Rapor Listesi	DoktorOnaysizRaporDVO[]	Tablo 24
sonucKodu	Sonuç kodu	String	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Doktor Onayı Bekleyen Raporlar (Doktor Bazlı Liste)

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
doktorOnayiBekleyenRaporlarDoktorBazliSorgula	OnayBekleyenRaporIstekDVO	OnayBekleyenRaporCevapDVO

Hekim kendisinin onaylamadığı tesis raporlarını listeler

Tablo : OnayBekleyenRaporIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int		Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	

Tablo : OnayBekleyenRaporCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Açıklama
onaysizRapoTakipListesi	Rapor Listesi	String[]	Rapor Takip Listesi

sonucKodu	Sonuç kodu	String	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Başhekim Onayı Bekleyen Raporlar

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
bashekimOnayiBekleyenRaporlar	OnayBekleyenRaporIstekDVO	OnayBekleyenRaporCevapDVO

Başhekim ya da başhekim yetkisi olan hekim tarafından sorgu yapılabilir. Tesise ait hekimler tarafından onaylanmış, başhekim onayı bekleyen tüm raporları listeler.

Tablo : OnayBekleyenRaporIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int		Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	

Tablo : OnayBekleyenRaporCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Açıklama
onaysizRapoTakipListesi	Rapor Listesi	String[]	Rapor Takip Listesi
sonucKodu	Sonuç kodu	String	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.

uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
-------------	--------------	--------	---

Rapor Onay Detay Sorgulama

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
raporOnayDetayiSorgula	ERaporOnayBilgisiIstekDVO	ERaporOnayBilgisiCevapDVO

Rapor Takip Numarası ile sorgulanan tesis raporundaki tüm hekimlerin onay işlemini gösterir.

Tablo : ERaporOnayBilgisiIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	int		Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
raporTakipNo	Rapor No	String		Evet	

Tablo : ERaporOnayBilgisiCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Açıklama
raporTakipNo	Rapor No	String	
doktorOnayListesi	Doktor Onay Durum Listesi	ERaporDoktorOnayBilgisiDVO[]	Tablo 25
sonucKodu	Sonuç kodu	String	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Yardımcı İşlemler Servisleri

Web Servisi Adresi :

Gerçek ortam : <https://medsahis.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeYardimciIslemlerService>

Test ortamı : <https://sgkt.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeYardimciIslemlerService>

Web Servisi WSDL Adresi :

Gerçek ortam : <https://medsahis.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeYardimciIslemlerService?wsdl>

Test ortamı : <https://sgkt.sgk.gov.tr/SahisOdemeleriWS2/TibbiMalzemeYardimciIslemlerService?wsdl>

Sut Malzemesi Sorgulama Servisi

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
sutMalzeme		MerkezSutKodlariCevapDVO

Sut malzemesi sorgulama metodu ile elektronik reçete ve rapor düzenlenebilecek malzemelerin (*Sut Kodu, Malzeme Grubu Kodu, Adı, ... gibi*) detay bilgileri listelenir.

Tablo : MerkezSutKodlariCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise sorgu hatasız olarak yapılmıştır. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.
malzemeListesi		MerkezSutKodlariPojo[]		Tablo 22

ABR Test Kaydet

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
abrTestiKaydet	OdyometriTestGirisIstekDVO	OdyometriTestiCevapDVO

Tablo : OdyometriTestGirisIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliOdyometriTestBilgi	İmzalı Odyometri Testi Bilgi verisi	byte[]			
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı Odyometri Test sürüm numarası	String	8	Evet	1olarak girilecek.

Tablo : OdyometriTestCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
testId	Test ID	String		
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Davranım Odyometrisi Test Kaydet

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
davranimOdyometrisiTestKaydet	OdyometriTestGirisIstekDVO	OdyometriTestiCevapDVO

Tablo : OdyometriTestGirisIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliOdyometriTestBilgi	İmzalı Odyometri Testi Bilgi verisi	byte[]			
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı Odyometri Test sürüm numarası	String	8	Evet	1olarak girilecek.

Tablo : OdyometriTestCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
testId	Test ID	String		
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.
sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

Saf Ses Odyometrisi Test Kaydet

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
safSesOdyometrisiTestKaydet	OdyometriTestGirisIstekDVO	OdyometriTestiCevapDVO

Tablo : OdyometriTestGirisIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
imzaliOdyometriTestBilgi	İmzalı Odyometri Testi Bilgi verisi	byte[]			
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
surumNumarasi	İmzalı Odyometri Test sürüm numarası	String	8	Evet	1olarak girilecek.

Tablo : OdyometriTestCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
testId	Test ID	String		
sonucKodu	Sonuç kodu	String	4	Sonuç 0 (sıfır) ise reçete hatasız olarak kayıt edilmiştir. 0 'dan farklı ise işlem hatalıdır.

sonucMesaji	Sonuç mesajı	String	N/A	Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
uyariMesaji	Uyarı mesajı	String	N/A	Yapılan işlemle ilgili oluşan uyarı mesajı.

- İmzalanan XML dosyası örnekleri dökümanın sonunda ekler bölümünde yer almaktadır.

- ABR Testi: [abrtest.xml](#)
- Davranım Testi: [davranimtest.xml](#)
- Saf Ses Odyometrisi Testi: [safSesOdyometrisiTestBilgisi.xml](#)

TABLolar

Tablo 1: EReceteDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
tesisKodu	Tesis Kodu	İnt	8	E-Reçetenin Yazıldığı Tesis Kodu
tcKimlikNo	TC Kimlik No	long	11	Hastanın TC Numarası (Yurt Dışı Sigortalılar için uzunluk 10 hane olmalıdır)
takipNo	Takip No	String	15	

provizyonTipi	Provizyon Tipi	String	2	Tablo 15
receteTarihi	Reçete Tarihi	String	10	dd.MM.yyyy
receteTuru	Reçete Türü	İnt	2	
protokolNo	Protokol No	String	50	
receteYazanDoktorBilgisi	Reçete Yazan Doktor Bilgisi	DoktorDVO		Tablo7
receteAciklama	Reçete Açıklama	EReceteAciklamaDVO		Tablo3
malzemeListesi	E-Reçete Malzeme Listesi	EReceteMalzemeGirisDVO []		Tablo2
taniListesi	E-Reçete Tanı Listesi	ETaniDVO[]		Tablo4

Tablo 2 : EReceteMalzemeGirisDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
raporId	Rapor Takip Numarası	String		Rapor Kaydedildiğinde cevap olarak dönen Rapor Takip Numarası
receteMalzeme	Reçete Malzeme	EMalzemeGirisDVO		Tablo5

Tablo 3 : EReceteAciklamaDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
aciklamaTuru	Açıklama Türü	int	2	E-Reçete Açıklama Türü Tablo17
aciklama	Açıklama	String	500	E-Reçete Açıklaması

Tablo 4: ETaniDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
taniKodu	Tanı Kodu	String		E-Reçete Tanı Kodu
taniAdi	Tanı Adı	String		E-Reçete Tanı Açıklaması

Tablo 5 : EMalzemeGirisDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sutKodu	Sut Kodu	String		
Adet	Adet	int		
kullanimYeri	Kullanım Yeri	String		Tablo 12
kullanimSekli	Kullanım Sekli (İşitme Cihazları için zorunlu alan)	String		Tablo 13
kullanimPeriyodu	Kullanım Periyodu	int		
kullanimPeriyodBirim	Kullanım Periyod Birimi	int		Tablo 16
degistirmeRaporu		String	1	Default 'H'

Tablo 6 : ERaporDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
tcKimlikNo	Hasta TC Kimlik No	long	11	Yurt Dışı Sigortalılar için uzunluk 10 hane olmalıdır.
raporTarihi	Rapor Tarihi	String	10	dd.MM.yyyy
raporBitisTarihi	Raporun Bitiş Tarihi	String	10	dd.MM.yyyy
tesisKodu	Tesis kodu	String	8	E-Raporun Yazıldığı Tesis Kodu
protokolNo	Protokol numarası	String	50	Sağlık tesisi tarafından üretilir
raporNo	Rapor numarası	String	20	Sağlık tesisi tarafından üretilir
raporTakipNo	Rapor takip numarası	String	9	Medula sistemi tarafından otomatik üretilir.
takipNo	Medula takip no	String	7	

odyometriTestId	İşitme Cihazları için geçerli yapılan Odyometri Testinin sisteme kaydedilmesi sonucu oluşan ID	Long		
raporDuzenlemeTuru	Rapor düzenleme türü	String	1	1 – Sağlık Kurulu Raporu 2 – Uzman Hekim Raporu
raporDuzenlemeTuruAdi	Rapor Düzenleme Türü Açık Adı	String		1 – Sağlık Kurulu Raporu 2 – Uzman Hekim Raporu
aciklama	Açıklama	String		
raporOnayDurumu		String		
doktorListesi	Rapor Doktorları	DoktorDVO[]		Tablo 7
malzemeListesi	Rapor Malzemeler	EMalzemeCevapDVO[]		Tablo 21
taniListesi	Rapor Tanılar	ETaniDVO[]		Tablo 4
ozelDurumListesi	Özel Durum	ERaporOzelDurumDVO[]		

Tablo 7 : DoktorDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
tcKimlikNo		String	11	
bransKodu		String	4	Branş Kodları
bransAdi		String	50	Branş Kodları
adi		String	50	
soyadi		String	50	
doktorId		İnt	8	

Tablo 9 : ERaporTaniDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
taniKodu	Tanı Kodu	String	10	E-Rapor Tanı Kodu
taniAdi	Tanı Adı	String	255	E-Rapor Tanı Adı

Tablo 10 : EReceteCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
eReceteNo	E Reçete Numarası	String		
tcKimlikNo	Hak Sahibi TC Kimlik No	long		
tesisKodu	Reçete Verilen Tesis Kodu	int		
receteTarihi	Reçete Tarihi	String		GG.AA.YYYY
receteTuru	Reçete Türü	int		
receteTuruAdi	Reçete Türü Açıklama	String		
provizyonTipi	Provizyon Tipi	String		Tablo 15
provizyonTipiAdi	Provizyon Tipi Açıklama	String		Tablo 15
takipNo	Tesis Takip Numarası	String		
protokolNo	Protokol Numarası	String		
doktorBilgisi	Reçete Doktor Bilgisi	DoktorDVO		
malzemeListesi	Reçete Malzeme	EReceteMalzemeDVO[]		
taniListesi	Tanı	ETaniDVO[]		Tablo 4
receteAciklama	Açıklama	EReceteAciklamaDVO		Tablo 3

Tablo 11 : Malzeme Grupları

Parametre Adı	Açık Adı
R	Rapor Takipli Malzeme
M	Miad Takipli Malzeme
D	Diğer
L	İsmarlama Malzeme
I	İade Malzeme
H	Hepsi

Tablo 12 : Malzeme Kullanım Yeri

Parametre Adı	Açık Adı
R	Sağ Uzuu
L	Sol Uzuu
F	Farketmez

Tablo 13 : İřitme Cihazları Kullanım řekli

Parametre Adı	Açık Adı
I	Kanal İçi
D	Kulak Arkası

Tablo 14 : Reçete Türü

Parametre Adı	Açık Adı
1	Ayaktan Reçetesi
2	Yatan Reçetesi
3	Taburcu Reçetesi
4	Günübirlik Reçetesi
5	Acil Reçetesi
6	Yeşil Alan Reçetesi
7	Evde Bakım Reçetesi
8	Gezici Sağlık Hizmeti Reçetesi

Tablo 15 : Provizyon Tipi

Parametre Adı	Açık Adı
1	Normal
2	Trafik Kazası
3	Doğal Afet
4	Adli Vaka
5	İş Kazası
6	Meslek Hastalığı
7	Acil
8	3713/21

Tablo 16 : Kullanım Periyot Birimi

Parametre Adı	Açık Adı
0	Yok
1	Günde
2	Haftada
3	Ayda
4	Yılda

Tablo 17 : Açıklama Türü

Parametre Adı	Açık Adı
1	Teşhis/Tanı
2	Tedavi Süresi
3	Hasta Güvenlik ve İzleme Formu
4	Tetkik Sonucu
5	Endikasyon Dışı Kullanım İzni
99	Diğer

Tablo 18 : EReceteMalzemeDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
malzemeSutKodu	Malzeme Sut Kodu	String		
malzemeAdi	Malzeme Adı	String		
malzemeGrubuKodu	Malzeme Grubu Kodu	String		Tablo 11
malzemeGrubuAdi	Malzeme Grubu Adı	String		Tablo 11
kullanımYeri	Kullanım Yeri	String		Tablo 12
kullanımYeriAdi	Kullanım Yeri Açıklama	String		Tablo 12
kullanımSekli	Kullanım Sekli (İsitme Cihazları için geçerli)	String		Tablo 13
kullanımSekliAdi	Kullanım Sekli Adı(İsitme Cihazları için geçerli)	String		Tablo 13
kullanımPeriyod	Kullanım Periyodu	int		
kullanımPeriyodBirim	Kullanım Periyod Birimi	int		Tablo 16
kullanımPeriyodBirimAdi	Kullanım Periyod Birim Adı	String		Tablo 16
Adet	Adet (Toplam Kullanım Miktarı)	int		
raporId	Rapor Takip No	İnt		
malzemeButId	Malzeme Bütçe Kodu	int		
malzemeBransReferansKodu	Malzeme referans kodu	int		

Tablo 19: ERaporGirisDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
tcKimlikNo	TC Kimlik No	long	11	Evet	Hastanın TC Numarası (Yurt Dışı Sigortalılar için uzunluk 10 hane olmalıdır)
raporTarihi	Rapor Tarihi	String	10	Evet	GG.AA.YYYY

raporBitisTarihi	Rapor Bitiş Tarihi	String	10	Evet	GG.AA.YYYY
tesisKodu	Tesis Kodu	int		Evet	
protokolNo	Protokol No	String		Hayır	
raporNo	Rapor No	String		Hayır	Rapor üzerindeki seri no
takipNo	Takip No	String		Evet	
odyometriTestId	Odyometri Test Id	Long		İşitme Cihazları için Evet	İşitme cihazları için kişiye yapılan odyometri testinin sisteme kaydedilmesi sonucu üretilen rapor id
raporDuzenlemeTuruKodu	Rapor Düzenleme Türü Kodu	İnt		Evet	Tablo 20
Aciklama	Açıklama	String		Hayır	
raporOnayDurumu	Onay Durumu	String		Hayır	
malzemeListesi	E-Reçete Malzeme Listesi	EReceteMalzemeGirisDVO []		Evet	Tablo 5
taniListesi	E-Reçete Tanı Listesi	ETaniDVO[]		Evet	Tablo 4
ozelDurumListesi	Ozel Durum Listesi	ERaporOzelDurumDVO[]		Hayır	
doktorListesi	Doktor Listesi	DoktorDVO[]		Evet	Tablo 7

Tablo 20 : Rapor Düzenleme Türü

Parametre Adı	Açık Adı
1	Heyet
2	Tek Hekim

Tablo 21 : EMalzemeCevapDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
sutKodu	Malzeme Sut Kodu	String		
malzemeAdi	Malzeme Adı	String		
malzemeGrubuKodu	Malzeme Grubu Kodu	String		
malzemeGrubuAdi	Malzeme Grubu Adı	String		
kullanımYeri	Kullanım Yeri	String		
kullanımYeriAdi	Kullanım Yeri Açıklama	String		
kullanımSekli	Kullanım Sekli (İsitleme Cihazları için geçerli)	String		
kullanımSekliAdi	Kullanım Sekli Adı(İsitleme Cihazları için geçerli)	String		
kullanımPeriyodu	Kullanım Periyodu	int		
kullanımPeriyodBirim	Kullanım Periyot Birimi	int		
kullanımPeriyodBirimAdi	Kullanım Periyod Birim Adı	String		
Adet	Adet	int		
degistirmeRaporu		String		Default değer 'H'

Tablo 22 : MalzemeSutKodlariPojo

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
butId	Bütçe Id	İnt		

adi	Malzeme Adı	String		
butKod	Sut Kodu	String		
Turu	Türü	String		
malzemeGrubuKodu	Malzeme Grubu Kodu	String		Tablo 11
malzemeGrubuAdi	Malzeme Grubu Adı	String		Tablo 11
malzemeBransReferansKodu	Brans Referans Kodu	String		

Tablo 23 : Rapor Onay Kodları

Parametre Adı	Açık Adı
1	Taslak
2	Onay
3	Geçersiz
4	Onay İptal

Tablo 24 : DoktorOnaysizRaporDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
tcKimlikNo	Doktor TC Kimlik No	String	11	
Adi	Doktor Adı	String	50	
Soyadi	Doktor Soyadı	String	50	
onaysizRaporTakipListesi	Rapor Takip Listesi	String[]		Onaylanmayan Rapor Takip Numaralarından oluşan dizi

Tablo 25 : ERaporDoktorOnayBilgisiDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Açıklama
doktorTCKimlikNo	Doktor TC Kimlik No	String	11	
doktorAdi	Doktor Adı	String	50	
doktorSoyadi	Doktor Soyadı	String	50	
onayKodu	Onay Kodu	int	1	Tablo 23
onayKoduAciklama	Onay Kodu Açık Tanım			

Ozel Durum Ekle

Metod Adı	Giriş Parametresi	Çıkış Parametresi
eRaporOzelDurumEkle	ERaporOzelDurumEkleIstekDVO	ERaporCevapDVO

Tablo : ERaporOzelDurumEkleIstekDVO

Parametre Adı	Açık Adı	Tipi	Uzunluk	Gerekli	Açıklama
raporTakipNo		String			
tesisKodu	Tesis Kodu	String	8	Evet	
doktorTcKimlikNo	Doktor T.C. Kimlik No	String	11	Evet	
ozelDurumListesi		String	8	Evet	

Rapor Ozel Durumlar

Parametre Adı	Açık Adı
1	Aktif Çalışan ve/veya Öğrenci
2	IDRAR INKONTINANSI
3	GAITA INKONTINANSI

İmzalı Metotlarda imzalanarak byte[] tipinde gönderilecek XML Örnekleri

ABR Test Kaydet

```
<?xml version="1.0"?>
<abrTestiBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <doktorTCKimlikNo>99999999990</doktorTCKimlikNo>
  <kisiTCKimlikNo>5053*****</kisiTCKimlikNo>
  <testTarihi>11.12.2017</testTarihi>
  <solYadaSagEsikDeger>15</solYadaSagEsikDeger>
```

```
<odyometriTestDosyasi>
<dosyaIcerik></dosyaIcerik>
<dosyaAdi>test.pdf</dosyaAdi>
</odyometriTestDosyasi>
</abrTestiBilgisi>
```

Davranım Odyometrisi Test Kaydet

```
<?xml version="1.0"?>
<davranimOdyometrisiTestBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <doktorTCKimlikNo>99999999990</doktorTCKimlikNo>
  <kisiTCKimlikNo>505*****4</kisiTCKimlikNo>
  <testTarihi>11.12.2017</testTarihi>
  <solYadaSagEsikDeger>15</solYadaSagEsikDeger>
  <odyometriTestDosyasi>
    <dosyaIcerik></dosyaIcerik>
    <dosyaAdi>test.pdf</dosyaAdi>
  </odyometriTestDosyasi>
</davranimOdyometrisiTestBilgisi>
```

Saf Ses Odyometrisi Test Kaydet

```
<?xml version="1.0"?>
<safSesOdyometrisiTestBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <doktorTCKimlikNo>99999999990</doktorTCKimlikNo>
  <kisiTCKimlikNo>520*****s4</kisiTCKimlikNo>
  <testTarihi>11.12.2017</testTarihi>
  <sesHavaSol>9</sesHavaSol>
  <sesHavaSag>9</sesHavaSag>
  <sesKemikSol>8</sesKemikSol>
  <sesKemikSag>8</sesKemikSag>
  <konusmayiAlmaEsigiSol>7</konusmayiAlmaEsigiSol>
  <konusmayiAlmaEsigiSag>7</konusmayiAlmaEsigiSag>
  <konusmayiAlmaEsigiCihazliSol>6</konusmayiAlmaEsigiCihazliSol>
  <konusmayiAlmaEsigiCihazliSag>6</konusmayiAlmaEsigiCihazliSag>
  <konusmaAyirtetmeSol>5</konusmaAyirtetmeSol>
```

<konusmaAyirtetmeSag>5</konusmaAyirtetmeSag>
<konusmaAyirtetmeCihazliSol>4</konusmaAyirtetmeCihazliSol>
<konusmaAyirtetmeCihazliSag>4</konusmaAyirtetmeCihazliSag>
<odyometriTestDosyasi>
<dosyaIcerik></dosyaIcerik>
<dosyaAdi>im_-za.txt</dosyaAdi>
</odyometriTestDosyasi>
</safSesOdyometrisiTestBilgisi>

İmzalı E-Rapor Kaydet

<imzaliEraporBilgisi>
<tcKimlikNo>635***524</tcKimlikNo>
<raporTarihi>20.04.2018</raporTarihi>
<raporBitisTarihi>20.04.2019</raporBitisTarihi>
<tesisKodu>11069904</tesisKodu>
<protokolNo>19515</protokolNo>
<raporNo>14</raporNo>
<takipNo>2JO3H3I</takipNo>
<raporDuzenlemeTuruKodu>2</raporDuzenlemeTuruKodu>
<malzemeListesi>
<sutKodu>OP1000</sutKodu>
<kullanimYeri>L</kullanimYeri>
<kullanimSekli>
<kullanimPeriyodu>1</kullanimPeriyodu>
<kullanimPeriyodBirim>1</kullanimPeriyodBirim>
<degistirmeRaporu>H</degistirmeRaporu>
<adet>1</adet>
</malzemeListesi>
<doktorListesi>
<tcKimlikNo>523****17728</tcKimlikNo>
<bransKodu>9999</bransKodu>
<adi>S**N</adi>
<soyadi>G**ER</soyadi>
</doktorListesi>
<taniListesi>
<taniKodu>J02</taniKodu>

```
<taniAdi>Akut farenjit</taniAdi>
</taniListesi>
< ozelDurumListesi>
<ozelDurum>2</ozelDurum>
</ ozelDurumListesi>

</imzaliEraporBilgisi>
```

İmzalı E-Rapor Liste Sorgula

```
<?xml version="1.0"?>
<imzaliERaporListeSorgulaBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
    <doktorTcKimlikNo>9999999990</doktorTcKimlikNo>
    <hastaTcKimlikNo>63800***9</hastaTcKimlikNo>
</imzaliERaporListeSorgulaBilgisi>
```

İmzalı E-Rapor Sorgula

```
<?xml version="1.0"?>
<imzaliEraporSorgulaBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
    <doktorTcKimlikNo>9999999990</doktorTcKimlikNo>
    <raporTakipNo>9371</raporTakipNo>
</imzaliEraporSorgulaBilgisi>
```

İmzalı E-Rapor Sil

```
<?xml version="1.0"?>
<imzaliEraporSilBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
    <doktorTcKimlikNo>9999999990</doktorTcKimlikNo>
    <eraporNo>9370</eraporNo>
</imzaliEraporSilBilgisi>
```

İmzalı E-Rapor Tani Ekle

```
<?xml version="1.0"?>
```

```

<imzaliEraporTaniEkleBilgisi>
  <tesisKodu>1***11</tesisKodu>
  <doktorTcKimlikNo>22****0</doktorTcKimlikNo>
  <raporTakipNo>2649**14</raporTakipNo>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <taniListesi>
    <taniKodu>T00</taniKodu>
    <!--Optional:-->
    <taniAdi>TEST-0</taniAdi>
  </taniListesi>
  <taniListesi>
    <taniKodu>T01</taniKodu>
    <!--Optional:-->
    <taniAdi>TEST-1</taniAdi>
  </taniListesi>

```

```

</imzaliEraporTaniEkleBilgisi>

```

İmzalı E-Rapor Malzeme Ekle

```

<?xml version="1.0"?>
<imzaliEraporMalzemeEkleBilgisi>
<?xml version="1.0"?>
<imzaliEraporMalzemeEkleBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <doktorTcKimlikNo>9999999990</doktorTcKimlikNo>
  <raporTakipNo>2649**14</raporTakipNo>
</imzaliEraporMalzemeEkleBilgisi>

```

İmzalı E-Rapor Açıklama Güncelle

```

<?xml version="1.0"?>
<imzaliEraporAciklamaGuncelleBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <raporTakipNo>1111</raporTakipNo>
<aciklama>rapor açıklama.</aciklama>
  <doktorTcKimlikNo>9999999990</doktorTcKimlikNo>
</ imzaliEraporAciklamaGuncelleBilgisi >

```

İmzalı E-Reçete Giriş

<?xml version="1.0"?>

<imzaliEreceteBilgisi>

<tcKimlikNo>5206**8634</tcKimlikNo>

<tesisKodu>11068891</tesisKodu>

<receteTarihi>01.01.2018</receteTarihi>

<receteTuru>3</receteTuru>

<provizyonTipi>1</provizyonTipi>

<takipNo>0</takipNo>

<!--Optional:-->

<protokolNo/>

<receteYazanDoktorBilgisi>

<tcKimlikNo>99999999990</tcKimlikNo>

<bransKodu>9999</bransKodu>

<!--Optional:-->

<bransAdi></bransAdi>

<!--Optional:-->

<adi></adi>

<!--Optional:-->

<soyadi></soyadi>

<!--Optional:-->

<doktorId></doktorId>

</receteYazanDoktorBilgisi>

<!--Optional:-->

<receteAciklama>

<aciklamaTuru>A</aciklamaTuru>

<!--Optional:-->

<aciklama>İmzalı E Reçete Test</aciklama>

</receteAciklama>

<!--1 or more repetitions:-->

<malzemeListesi>

<raporId>9375</raporId>

<receteMalzeme>

<sutKodu>A10049</sutKodu>

```
<!--Optional:-->
<kullanımYeri>F</kullanımYeri>
<!--Optional:-->
<kullanımSekli/>
<!--Optional:-->
<kullanımPeriyodu>5</kullanımPeriyodu>
<kullanımPeriyodBirim>2</kullanımPeriyodBirim>
<adet>90</adet>
<!--Optional:-->
<degistirmeRaporu>H</degistirmeRaporu>
</receteMalzeme>
</malzemeListesi>
<!--1 or more repetitions:-->
<taniListesi>
  <taniKodu>W17</taniKodu>
  <!--Optional:-->
  <taniAdi/>
</taniListesi>
</imzaliEreceteBilgisi>
```

İmzalı E-Reçete Liste Sorgu

```
<?xml version="1.0"?>
<imzaliEreceteListeSorgulaBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <hastaTCKimlikNo>52063****634</hastaTCKimlikNo>
  <doktorTcKimlikNo>99999999990</doktorTcKimlikNo>
</imzaliEreceteListeSorgulaBilgisi>
```

İmzalı E-Reçete Sorgu

```
<?xml version="1.0"?>
<imzaliEreceteSorgulaBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <ereceteNo>3N</ereceteNo>
  <doktorTcKimlikNo>99999999990</doktorTcKimlikNo>
</imzaliEreceteSorgulaBilgisi>
```

İmzalı E-Reçete Sil

```
<?xml version="1.0"?>
<imzaliEreceteSilBilgisi>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <ereceteNo>3N</ereceteNo>
  <doktorTcKimlikNo>99999999990</doktorTcKimlikNo>
</imzaliEreceteSilBilgisi>
```

İmzalı E-Reçete Tanı Ekle

```
<?xml version="1.0"?>
<imzaliEreceteTaniEkleBilgisi>
  <ereceteNo>3M</ereceteNo>
  <tesisKodu>11068891</tesisKodu>
  <doktorTcKimlikNo>99999999990</doktorTcKimlikNo>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <taniListesi>
    <taniKodu>R32</taniKodu>
    <!--Optional:-->
    <taniAdi/>
  </taniListesi>
</imzaliEreceteTaniEkleBilgisi>
```

ADI	TUR	BUT_KODU
ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR)	E	OP1000
ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR)	H	OP1000
AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI)	E	OP1001
AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI)	H	OP1001
AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE)	Z	OP1002
AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ALT EKSTREMİTE)	H	OP1003
DİSTRAKSİYON SİSTEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ ALT EKSTREMİTE	Z	OP1004
KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ EKLEMLİ YETİŞKİNLER İÇİN	Z	OP1005
KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ EKLEMSİZ YETİŞKİNLER İÇİN	Z	OP1006
BASTON (ADEDİ)	E	OP1007
BASTON (ADEDİ)	H	OP1007

BEL KEMERİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1008
BEL KEMERİ VE EKLEMİ DEĞİŞİMİ (FLEKSİYON-EKSTANSİYON, ABDUKSİYON-ADDUKSİYON)	Z	OP1009
BEL KEMERİ VE EKLEMİ DEĞİŞİMİ (FLEKSİYON-EKSTANSİYON)	Z	OP1010
CANADIAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ)	E	OP1011
CANADIAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ)	H	OP1011
OKSİJEN TÜPÜ VE MANOMETRESİ (10 LT)	Z	DO1010
YAN BARLI, AYARLANABİLİR EKLEMLİ DİZ ORTEZİ	H	OP1012
YAN BARLI, EKLEMLİ DİZ ORTEZİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1013
YAN BARLI, DİZ ORTEZİ (SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ)	E	OP1014
YAN BARLI, DİZ ORTEZİ (SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ)	H	OP1014
DENİS BROWNE ORTEZİ	Z	OP1015
DİZLİK YÜN	E	OP1016
DİZLİK YÜN	H	OP1016
DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI)	E	OP1017
DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI)	H	OP1017
DİZ KAFESİ (İSVEÇ)	Z	OP1018
DİZLİK/T BANDI/ÇEKTİRME	Z	OP1019
DORSİ FLEKSÖR BANDI	Z	OP1020
AYAK-AYAKKABI BAĞLANTILI DORSİ FLEKSİYON ORTEZİ (SOFT)	Z	OP1021
EKİNOVARUS ORTEZİ (AYARLANABİLİR)	Z	OP1022
ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ	E	OP1023
ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ	H	OP1023
CPAP CİHAZI	Z	DO1011
FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ	E	OP1024
FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ	H	OP1024
ELASTİK DİZLİK	E	OP1025
ELASTİK DİZLİK	H	OP1025
EPİN YASTIĞI	E	OP1026
EPİN YASTIĞI	H	OP1026
FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK	E	OP1027
FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK	H	OP1027
HALLUKS VALGUS ATELI (ADEDİ)	E	OP1028
HALLUKS VALGUS ATELI (ADEDİ)	H	OP1028
HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADEDİ)	E	OP1029
HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADEDİ)	H	OP1029
KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ	Z	OP1030
KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ	E	OP1031
KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ	H	OP1031
KALKANEAL KAP	E	OP1032
AUTO CPAP	Z	DO1012
KALKANEAL KAP	H	OP1032
KALKANEAL KAP (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1033
KISA YÜRÜME ORTEZİ (METAL YAN BARLI, ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1034
KISA YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (METAL YAN BARLI, ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1035
KISA YÜRÜME ORTEZİ (METAL YAN BARLI, DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1036

KISA YÜRÜME ORTEZİ (METAL YAN BARLI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1037
KISA YÜRÜME ORTEZİ (PATELLAR TENDONDAN YÜK TAŞIYICI)	Z	OP1038
KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ (ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1039
KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ (DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1040
KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1041
KLENZAK EKLEMLİ KISA YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1042
KOMPLE DERİ DEĞİŞİMİ (UZUN YÜRÜME ORTEZİ İÇİN)	Z	OP1043
KISALIK DESTEKLERİ HER BİR CM İÇİN	Z	OP1044
ARK TAKVİYELİ TABANLIK (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ) (ÇİFT)	Z	OP1045
ARK+EPİN TAKVİYELİ TABANLIK (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ) (ÇİFT)	Z	OP1046
ARK+KAMA TAKVİYELİ TABANLIK (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ) (ÇİFT)	Z	OP1047
BPAP/BPAP S CİHAZI	Z	DO1013
EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT)	E	OP1048
EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT)	H	OP1048
ARK TAKVİYELİ TABANLIK (ÇİFT)	E	OP1049
ARK TAKVİYELİ TABANLIK (ÇİFT)	H	OP1049
ÜLSERASYON VE/VEYA DEFORMASYONLU AYAK İÇİN HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ TABANLIK (ADEDİ)	Z	OP1050
ORTOPEDİK BOT (ÇİFTİ)	Z	OP1051
ORTOPEDİK BOT (ÇİFTİ)	E	OP1052
ORTOPEDİK BOT (ÇİFTİ)	H	OP1052
KENDİNDEN AFO'LU BOT	E	OP1053
KENDİNDEN AFO'LU BOT	H	OP1053
PATELLAR TENDON BANDI	E	OP1054
PATELLAR TENDON BANDI	H	OP1054
SOFT KAPLAMA (PLASTAZOT-PEE-LİTE VB.KAPLAMA) (POLİETİLEN MOLD)	Z	OP1055
PLASTİK DİZ ORTEZİ (YÜKSEK YOĞUNLUKLU)	Z	OP1056
PLASTİK DİZ ORTEZİ (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU)	Z	OP1057
PLASTİK DİZ ORTEZİ (HARİCİ EKLEMLİ)	Z	OP1058
BPAP S/T	Z	DO1014
PLASTİK DİZ ORTEZİ (KENDİNDEN EKLEMLİ)	Z	OP1059
PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PAFO)	Z	OP1060
PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PKAFO)	Z	OP1061
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUPRA MALLEOLAR) (AFO/DAFO/SMAFO)	Z	OP1062
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUB MALLEOLAR)	Z	OP1063
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (PAFO)	Z	OP1064
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-KENDİNDEN EKLEMLİ (PAFO)	Z	OP1065
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ EKLEMLİ (PAFO)	Z	OP1066
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ ASİSTİF EKLEMLİ (PAFO)	Z	OP1067
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -FLEKSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO)	Z	OP1068
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -EKSTANSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO)	Z	OP1069
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK KAFO KENDİNDEN EKLEMLİ	Z	OP1070
POSTERIOR SHELL	Z	OP1071
DERİ SANDALET DEĞİŞİMİ	Z	OP1072
SCOTTISH RİTE ORTEZİ	Z	OP1073

TRİPOT (ALÜMİNYUM)	E	OP1074
BPAP S/T AVAPS	Z	DO1015
TRİPOT (ALÜMİNYUM)	H	OP1074
TWİSTER (ÇELİK YAYLI METAL BEL KEMERLİ)	Z	OP1075
TWİSTER (LASTİK VEYA ÖRGÜ KOLON)	Z	OP1076
UZUN YÜRÜME ORTEZİ MODİFİYE THOMAS (BEL KEMERLİ)	Z	OP1077
UZUN YÜRÜME ORTEZİ THOMAS	Z	OP1078
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1079
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1080
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1081
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1082
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1083
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1084
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1085
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1086
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1087
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1088
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1089
ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI	Z	DO1016
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1090
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1091
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1092
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1093
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1094
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1095
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1096
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1097
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1098
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)	Z	OP1099
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)	Z	OP1100
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)	Z	OP1101
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)	Z	OP1102
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ)	Z	OP1103
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFOYA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)	Z	OP1104
WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)	Z	OP1105
EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR (EN AZ BASINÇ DESTEKLİ VENTİLASYON (PSV) İLE BİRLİKTE VOLÜM VE/VEYA BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLASYON (VCV, PCV) SAĞLAYAN VENTİLATÖRLER)	Z	DO1017
WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)	E	OP1106

WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)	H	OP1106
WALKER (MODİFİYE; AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ, VS)	Z	OP1107
WALKER (MODİFİYE; AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ, VS)	E	OP1108
WALKER (MODİFİYE; AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ, VS)	H	OP1108
X BAİN VEYA O BAİN ORTEZİ	Z	OP1109
TİBİA KIRIKLARI İÇİN SARMİENTO YÜRÜYÜŞ ORTEZİ	Z	OP1110
İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİK	E	OP1111
İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİK	H	OP1111
İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI STATİK	E	OP1112
İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI STATİK	H	OP1112
KOL ABDUKSİYON ORTEZİ STATİK-PELVİS DESTEKLİ (AİR PLANE VS)	Z	OP1113
KOL ABDUKSİYON ORTEZİ STATİK-GÖVDE DESTEKLİ (AİR PLANE VS)	Z	OP1114
AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE)	H	OP1115
AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE)	Z	OP1116
DİSTRAKSİYON SİSTEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ ÜST EKSTREMİTE	Z	OP1117
TAŞINABİLİR (PORTABLE) OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ (5KG ALTINDA, ŞARLI VE YEDEK BATARYA İLE BİRLİKTE)	Z	DO1071
BAŞPARMAK BANDI	E	OP1118
BAŞPARMAK BANDI	H	OP1118
BRAKİAL PLEKSUS YARALANMA ORTEZİ	Z	OP1119
DİNAMİK DİRSEK SPLİNTİ	Z	OP1120
DİNAMİK EL-BİLEK SPLİNTİ	Z	OP1121
DİNAMİK EL-BİLEK-PARMAK SPLİNTİ	Z	OP1122
DİNAMİK PARMAC SPLİNTİ	Z	OP1123
EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT	E	OP1124
EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT	H	OP1124
ELASTİK DİRSEKLİK	E	OP1125
ELASTİK DİRSEKLİK	H	OP1125
EPIKONDİLİT BANDI	E	OP1126
EPIKONDİLİT BANDI	H	OP1126
İNHİBİTÖR EL-BİLEK SPLİNTİ	Z	OP1127
KISA OPPONENS SPLİNTİ	Z	OP1128
KISA OPPONENS SPLİNTİ LUMBRİCAL BARLI	Z	OP1129
ÖZELLİKLİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE	Z	100005
UZUN OPPONENS SPLİNTİ	Z	OP1130
KLAVİKULA BANDAĞI-VALPAU BANDAĞI-KOL ASKISI-OMUZ ASKISI	E	OP1131
KLAVİKULA BANDAĞI-VALPAU BANDAĞI-KOL ASKISI-OMUZ ASKISI	H	OP1131
FLEKSÖR TENDON KESİSİ SPLİNTİ	Z	OP1132
EKSTANÖR TENDON KESİSİ SPLİNTİ	Z	OP1133
KOL ABDÜKSİYON ORTEZİ DİNAMİK	Z	OP1134
OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ	E	OP1135
OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ	H	OP1135
PARMAK KONTRAKTÜR ORTEZİ	Z	OP1136
SOFT KAPLAMA (PLASTAZOT-PEE-LİTE VB.,PLASTİK EL, EL-BİLEK, DİRSEK VE OMUZ ORTEZLERİ)	Z	OP1137
POLIFORM ORTEZ (DİRSEK-EL-BİLEK)	Z	OP1138

SARMİENTO ORTEZİ (ÖLÇÜ VE PROVA İLE)	Z	OP1139
SARMİENTO ORTEZİ	E	OP1140
SARMİENTO ORTEZİ	H	OP1140
STATİK DİRSEK SPLİNTİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1141
STATİK DİRSEK SPLİNTİ	E	OP1142
STATİK DİRSEK SPLİNTİ	H	OP1142
STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1143
STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ	E	OP1144
STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ	H	OP1144
STATİK EL-BİLEK PARMAC SPLİNTİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1145
STATİK EL SPLİNTİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1146
STATİK EL SPLİNTİ	E	OP1147
STATİK EL SPLİNTİ	H	OP1147
STATİK PARMAC SPLİNTİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1148
STATİK PARMAC SPLİNTİ	E	OP1149
STATİK PARMAC SPLİNTİ	H	OP1149
STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)	Z	OP1150
STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ	E	OP1151
STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ	H	OP1151
TENODEZİS SPLİNTİ PLASTİK	Z	OP1152
TENODEZİS SPLİNTİ METAL	Z	OP1153
ÖN KOL SUPINASYON/PRONASYON ORTEZİ STATİK	Z	OP1154
ÖN KOL ROTASYON ORTEZİ DİNAMİK	Z	OP1155
AYAK BİLEĞİ EKLEMİ DEĞİŞİMİ-KONVANSİYONEL AYAK	Z	OP1156
AYAK BİLEK BAĞLANTISI DEĞİŞİMİ-SACH,DİNAMİK AYAK	Z	OP1157
CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLMİŞ)	Z	OP1158
DİNAMİK/KONVANSİYONEL AYAK DEĞİŞİMİ	Z	OP1159
DİZ ALTI PROTEZİ-ERKEN AMELİYAT MASASINDA	Z	OP1160
DİZ ALTI PROTEZİ-GEÇİCİ	Z	OP1161
DİZ ALTI PROTEZİ (GEÇİCİ PROTEZ SONRASI UYGULANAN HASTALARDA)	Z	OP1162
ORTHO PROTEZ-DİZ ALTI MODÜLER (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	OP1163
ORTHO PROTEZ-DİZ ALTI PLASTİK	Z	OP1164
DİZ ALTI PROTEZİ (KLASİK)	Z	OP1165
DİZ ALTI PROTEZİ (MODÜLER)	Z	OP1166
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ	Z	OP1167
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ	Z	OP1168
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ALTI PROTEZ SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1169
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ALTI PROTEZ KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞİMİ	Z	OP1170
DİZ ALTI PROTEZ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ	Z	OP1171
DİZ ALTI PROTEZİ SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1172
SYME PROTEZİ SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1173
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1174
DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (KLASİK)	Z	OP1175
DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK -MODÜLER)	Z	OP1176
DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ-SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1177

DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ	Z	OP1178
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1179
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-ERKEN AMELİYAT MASASINDA	Z	OP1180
PROTEZ DİZ-LATERAL EKLEM DEĞİŞİMİ	Z	OP1181
DİZ EKLEMİ AĞAÇ+PLASTİK DEĞİŞİMİ	Z	OP1182
DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ- MODULER EKLEM DEĞİŞİMİ (POLİSENTRİK)	Z	OP1183
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-MODULER EKLEM DEĞİŞİMİ (MONOSENTRİK)	Z	OP1184
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-MODULER EKLEMİ DEĞİŞİMİ (ÇOCUK)	Z	OP1185
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-GEÇİCİ	Z	OP1186
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (GEÇİCİ PROTEZ SONRASI UYGULANAN HASTALARDA)	Z	OP1187
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (KLASİK)	Z	OP1188
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK-MODÜLER)	Z	OP1189
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK-MODULER-SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ)	Z	OP1190
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ÜSTÜ PROTEZ SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1191
SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ÜSTÜ PROTEZ KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞİMİ	Z	OP1192
DİZ ÜSTÜ PROTEZ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ	Z	OP1193
ORTHO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ MODÜLER (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	OP1194
ORTHO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ PLASTİK	Z	OP1195
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MODÜLER-ÇOCUK)	Z	OP1196
DİZ ÜSTÜ SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1197
FOM ÇORABI DEĞİŞİMİ	Z	OP1198
DİZ ALTI PROTEZİ FOM, MIKA DEĞİŞİMİ	Z	OP1199
DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ FOM, MIKA DEĞİŞİMİ	Z	OP1200
DİZ ÜSTÜ PROTEZİ FOM, MIKA DEĞİŞİMİ	Z	OP1201
KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ FOM, MIKA DEĞİŞİMİ	Z	OP1202
GÜDÜK ÇORABI	Z	OP1203
HEMİPELVEKTOMİ PROTEZİ (MODÜLER)	Z	OP1204
KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MODÜLER)	Z	OP1205
PROTEZ KALÇA EKLEMİ DEĞİŞİMİ (MODÜLER)	Z	OP1206
PROTEZ KALÇA EKLEMİ DEĞİŞİMİ (MODÜLER- ÇOCUK)	Z	OP1207
KALÇA/HEMİPELVEKTOMİ SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1208
KALÇA PROTEZİ (MODÜLER-ÇOCUK)	Z	OP1209
ORTHO PROTEZ-KALÇA DEZARTİKÜLASYON MODÜLER (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	OP1210
ORTHO PROTEZ-KALÇA DEZARTİKÜLASYON PLASTİK	Z	OP1211
MODÜLER PROTEZ TÜP ADAPTÖRÜ DEĞİŞİMİ	Z	OP1212
MODÜLER PROTEZ ADAPTÖRLÜ TÜP DEĞİŞİMİ	Z	OP1213
PARSİYEL AYAK PROTEZİ (DERİ PATİK)	Z	OP1214
PARSİYEL AYAK PROTEZİ (PLASTİK OMURGALI-KILIFLI)	Z	OP1215
PARSİYEL AYAK PROTEZİ (PAFO TİPİ)	Z	OP1216
PARSİYEL AYAK PROTEZİ (TABANLIKLİ-DOLGU)	Z	OP1217
SACH AYAK DEĞİŞİMİ	Z	OP1218
SOFT SOKET DEĞİŞİMİ-POLİFORM	Z	OP1219
SUBAP DEĞİŞİMİ	Z	OP1220
SYME PROTEZİ	Z	OP1221
UYLUK BANDI/Y BANDI/SİLESİAN BANT DEĞİŞİMİ	Z	OP1222

UYLUK KORSSESİ, LATERAL EKLEMLİ-DİZ ALTI POTEZİ İLE ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDE	Z	OP1223
DİRSEK ALTI PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)	Z	OP1224
DİRSEK ALTI PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER)	Z	OP1225
DİRSEK ALTI PROTEZİ (PASİF)	Z	OP1226
DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)	Z	OP1227
DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER)	Z	OP1228
DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF)	Z	OP1229
DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK) DEĞİŞİMİ	Z	OP1230
DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER) DEĞİŞİMİ	Z	OP1231
DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)	Z	OP1232
DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER)	Z	OP1233
DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (PASİF)	Z	OP1234
EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL)	Z	OP1235
EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF)	Z	OP1236
EL BİLEĞİ ÜNİTİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1237
ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ FOM DEĞİŞİMİ	Z	OP1238
FOREQUARTER PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)	Z	OP1239
FOREQUARTER PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL MODULER)	Z	OP1240
FOREQUARTER PROTEZİ (PASİF)	Z	OP1241
HARNESS DEĞİŞİMİ	Z	OP1242
OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)	Z	OP1243
OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL MODULER)	Z	OP1244
OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF)	Z	OP1245
OMUZ EKLEMİ (MODÜLER) DEĞİŞİMİ	Z	OP1246
FOREQUARTER/OMUZ DEZARTİKÜLASYON/DİRSEK ÜSTÜ/DİRSEK DEZARTİKÜLASYON/DİRSEK ALTI SOKET DEĞİŞİMİ	Z	OP1247
PARMAK PROTEZİ (PROTEZ ELDİVENİNDEN)	Z	OP1248
PARSİYEL EL PROTEZİ (PROTEZ ELDİVENDEN)	Z	OP1249
DİNAMİK ÇİFT SOKETLİ PARSİYEL EL PROTEZİ LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN (PROTEZ ELDİVENLİ)	Z	OP1250
PROTEZ EL DEĞİŞİMİ	Z	OP1251
PROTEZ ELDİVEN DEĞİŞİMİ	Z	OP1252
TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU	Z	OP1253
TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU	Z	OP1254
EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU	Z	OP1255
EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU	Z	OP1256
EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZ 2 KANAL SİSTEM	Z	OP1257
DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU	Z	OP1258
DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU	Z	OP1259
DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZİ	Z	OP1260
DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEM	Z	OP1261
DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEM	Z	OP1262
DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEM	Z	OP1263
DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEM	Z	OP1264

DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZİ	Z	OP1265
DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZİ 4 KANAL SİSTEM	Z	OP1266
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1253A
1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1253B
1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1253C
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1253D
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1253E
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1253F
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1253G
1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1253H
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1255A
1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1255B
1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1255C
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1255D
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1255E
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1255F
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1255G
1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1255H
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1258A
1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1258B
1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1258C
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1258D
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1258E
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1258F
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1258G
1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ	Z	OP1258H
1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1258I
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1261A
2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1261B
2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1261C
1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ	Z	OP1261D
1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ	Z	OP1261E
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1261F
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1261G
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1261H
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1261I
1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1261J
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1262A
2 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1262B
2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1262C
1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ	Z	OP1262D
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1262E
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1262F
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1262G
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1262H

1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1262I
1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ	Z	OP1262J
2 ADET LATERAL DİRSEK EKLEMİ	Z	OP1262K
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1263A
2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1263B
2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1263C
1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ	Z	OP1263D
1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ	Z	OP1263E
2 ADET LATERAL DİRSEK EKLEMİ	Z	OP1263F
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1263G
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1263H
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1263I
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1263J
1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1263K
1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ	Z	OP1263L
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1264A
2 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1264B
2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1264C
1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ	Z	OP1264D
1 ADET DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK)	Z	OP1264E
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1264F
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1264G
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1264H
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1264I
1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1264J
1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ	Z	OP1264K
1 ADET MYOELEKTRİK EL	Z	OP1266A
2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT	Z	OP1266B
2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1266C
1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ	Z	OP1266D
1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ	Z	OP1266E
1 ADET DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK)	Z	OP1266F
1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU	Z	OP1266G
2 ADET EN AZ 6 V BATARYA	Z	OP1266H
1 ADET BATARYA YATAĞI	Z	OP1266I
1 ADET ŞARJ CİHAZI	Z	OP1266J
1 ADET KOZMETİK ELDİVEN	Z	OP1266K
1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ	Z	OP1266L
SOKET YENİLENMESİ	Z	OP1267
DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE	E	OP1268
DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE	H	OP1268
DORSOLOMBER/METAL TORAKOLOMBOSACRAL ORTEZ-TAYLOR	Z	OP1269
METAL TLSO-STEİNDLER	Z	OP1270
DORSOLOMBOSACRAL/TORAKOLUMBOSACRAL KORSE-PLASTİK TLSO	Z	OP1271
SERVİKAL ORTEZ İLAVELİ TLSO	Z	OP1272

SKOLYOZ ORTEZLERİ (MILWAUKEE TİP CTLSO)	Z	OP1273
SKOLYOZ ORTEZLERİ (BOSTON, MIAMI VB TİP PLASTİK TISO)	Z	OP1274
SERVIKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK)	E	OP1275
SERVIKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK)	H	OP1275
SERVIKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK)	E	OP1276
SERVIKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK)	H	OP1276
SERVIKAL ORTEZ (PHILADELPHIA)	E	OP1277
SERVIKAL ORTEZ (PHILADELPHIA)	H	OP1277
SERVIKAL ORTEZ (GÖĞÜS DESTEKLİ-PLASTİK ÇENELİKLİ)	Z	OP1278
SERVIKAL ORTEZ (SOMI-BARLI GÖĞÜS DESTEKLİ)	Z	OP1279
GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI)	E	OP1280
GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI)	H	OP1280
HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO)	Z	OP1281
HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO)	E	OP1282
HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO)	H	OP1282
LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSE	E	OP1283
LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSE	H	OP1283
LUMBOSAKRAL METAL ORTEZ (KNIGHT) (HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ)	Z	OP1284
LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE	E	OP1285
LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE	H	OP1285
MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİ	E	OP1286
MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİ	H	OP1286
MİNİNERVA ORTEZİ CTO	E	OP1287
MİNİNERVA ORTEZİ CTO	H	OP1287
MİNİNERVA ORTEZİ ÖLÇÜLÜ VE PROVALI OLARAK HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ	Z	OP1288
PLASTAZOT KAPLAMA (KORSE)	Z	OP1289
PLASTİK GÖVDE ORTEZİ (LSO)	Z	OP1290
TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU	E	OP1294
TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU	H	OP1294
STANDING TABLE (AYAKTA DIK KONUMLANDIRMA CİHAZI)	H	OP1295
STANDING TABLE (AYAKTA DIK KONUMLANDIRMA CİHAZI)	Z	OP1296
AYAKTA DIK POZİSYONLAMA CİHAZI (PARAPODİUM CİHAZI/STAND UP WHEELCHAIR (MANUEL KALKIŞ MANUEL SÜRÜŞ))	H	OP1297
VELCRO/BANT DEĞİŞİMİ	Z	OP1298
YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK	E	OP1299
YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK	H	OP1299
HAVALI YATAK	E	OP1300
HAVALI YATAK	H	OP1300
HAVALI MİNDER	E	OP1301
HAVALI MİNDER	H	OP1301
AKTİF VAKUM SİSTEMLİ MODÜLER DİZALTI PROTEZİ	Z	OP1302
FONKSİYONEL ELEKTRİK SİTÜMÜLASYONLU DÜŞÜK AYAK ORTEZİ	Z	OP1333
KARBON GRAFİT AFO	Z	OP1335
MEME-PROTEZİ (MASTEKTOMİ AMELİYATI SONRASINDA ASKILIK İLE BİRLİKTE SAĞLIK KURULU RAPORUYLA GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE BEDELİ ÖDENİR.)	H	DO1000
VARİS ÇORABI (ÇİFT)	E	DO1001

VARİS ÇORABI (ÇİFT)	H	DO1001
ANTIEMBOİZM BASINÇ ÇORABI	E	DO1002
ANTIEMBOİZM BASINÇ ÇORABI	H	DO1002
ANTIEMBOİZM BASINÇ MANŞONU	H	DO1003
DİJİTAL PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZI	S	DO1004
KULAK KALIBI	S	DO1005
KONUŞMA CİHAZI	E	DO1006
KONUŞMA CİHAZI	H	DO1006
EV TİPİ ASPIRATÖR	E	DO1007
EV TİPİ ASPIRATÖR	H	DO1007
NEBÜLİZATÖR	E	DO1008
NEBÜLİZATÖR	H	DO1008
PULSE OKSİMETRE CİHAZI	E	DO1018
PULSE OKSİMETRE CİHAZI	H	DO1018
DESFERAL POMPASI	H	DO1019
MİKRO İNFÜZYON POMPASI (İNSÜLİN POMPASI)	H	DO1020
GÖZ PROTEZLERİ	H	DO1021
ENÜREZİS ALARM CİHAZI	E	DO1022
ENÜREZİS ALARM CİHAZI	H	DO1022
PENİS KLEMPLİ	H	DO1023
İLEAL LOOP SETİ	H	DO1024
ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)	H	DO1025
OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR	H	DO1026
DİZ ALTI ÇORAP	H	DO1027
DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)	H	DO1028
KÜLOTLU ÇORAP	H	DO1029
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP	H	DO1030
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ	Z	DO1009
ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)	H	DO1031
OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR	H	DO1032
DİZ ALTI ÇORAP	H	DO1033
DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)	H	DO1034
KÜLOTLU ÇORAP	H	DO1035
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP	H	DO1036
1 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI	H	DO1037
2 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI	H	DO1038
3 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI	H	DO1039
4 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI	H	DO1040
5 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI	H	DO1041
6 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI	H	DO1042
LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI UZUN KOL MANŞONU	H	DO1043
LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI YARIM BACAK MANŞONU	H	DO1044
LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI UZUN BACAK MANŞONU	H	DO1045
BİLEĞE KADAR PARMALI ELDİVEN	H	DO1046
TEK KOL (EL HARİÇ)	H	DO1047

TÜM GÖVDE (KOLLAR HARIÇ)	H	DO1048
TÜM GÖVDE (KOLLU)	H	DO1049
TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK	H	DO1050
ŞORT (DİZALTI)	H	DO1051
ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK	H	DO1052
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK	H	DO1053
DİZALTI ÇORAP	H	DO1054
DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI)	H	DO1055
AÇIK YÜZ MASKESİ	H	DO1056
KAPALI YÜZ MASKESİ	H	DO1057
BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN	H	DO1058
TEK KOL (EL HARIÇ)	H	DO1059
TÜM GÖVDE (KOLLAR HARIÇ)	H	DO1060
TÜM GÖVDE (KOLLU)	H	DO1061
TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK	H	DO1062
ŞORT (DİZALTI)	H	DO1063
ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK	H	DO1064
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK	H	DO1065
DİZALTI ÇORAP	H	DO1066
DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI)	H	DO1067
AÇIK YÜZ MASKESİ	H	DO1068
KAPALI YÜZ MASKESİ	H	DO1069
1 CM2 SİLİKON TABAKA	H	DO1070
ASPIRASYON KATETERİ	E	A10000
ASPIRASYON KATETERİ	T	A10000
SONDA, NAZOGASTRİK	T	A10001
SONDA, NELATON	T	A10002
SONDA, NELATON KAUÇUK	T	A10003
İDRAR TORBASI	E	A10004
İDRAR TORBASI	T	A10004
İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.	E	A10005
İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.	T	A10005
SONDA, PREZERVATİF	E	A10009
SONDA, PREZERVATİF	T	A10009
SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI	T	A10010
SONDA, HİDRO KIT (KENDİNDEN JELLİ)	T	A10011
SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX	T	A10012
SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON	T	A10013
SONDA, FOLEY İKİ YOLLU POLİVİNİLKORÜR	T	A10014
SONDA, FOLEY İKİ YOLLU LATEX	T	A10015
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SİLİKOLATEX	T	A10016
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SİLİKON	T	A10017
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU POLİVİNİLKORÜR	T	A10018
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU LATEX	T	A10019
SET TRANSFER PARENTERAL BESLENME	T	A10020

TORBA, PARENTERAL BESLENME (150-250-500-1000-2000 ml.)	T	A10021
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)	E	A10022
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)	T	A10022
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)	E	A10023
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)	T	A10023
ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY	E	A10024
ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY	T	A10024
BESLENME KATETERİ	T	A10025
TÜP,NAZODUEDONAL BESLENME	T	A10026
BESLENME TÜPÜ	T	A10027
BESLENME TÜPÜ NAZOGASTRİK	T	A10028
TORBA, PARENTERAL BESLENME (3000-4000 ml.)	T	A10029
SET POMPA ENTERAL YIKAMALI	T	A10030
ENJEKTÖR 50CC (BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)	E	A10031
ENJEKTÖR 50CC (BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)	T	A10031
POMPA SET AĞRI İÇİN (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEMİ)	T	A10032
DESFERAL POMPA SETİ (THALASEMİ İNFÜZYON SETİ)	T	A10033
MICRO İNFÜZYON POMPA SETİ	T	A10034
İNSÜLİN RESERVOİR	T	A10035
KOLOSTOMİ TORBASİ (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)	E	A10036
KOLOSTOMİ TORBASİ (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)	T	A10036
KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ	E	A10037
KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ	T	A10037
KOLOSTOMİ TORBASİ (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)	E	A10038
KOLOSTOMİ TORBASİ (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)	T	A10038
İLEOSTOMİ TORBASİ(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)	E	A10039
İLEOSTOMİ TORBASİ(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)	T	A10039
İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ	E	A10040
İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ	T	A10040
İLEOSTOMİ TORBASİ (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)	E	A10041
İLEOSTOMİ TORBASİ (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)	T	A10041
MACUN, İLEOSTOMİ	E	A10042
MACUN, İLEOSTOMİ	T	A10042
PASTA, KOLOSTOMİ	E	A10043
PASTA, KOLOSTOMİ	T	A10043
ÜROSTOMİ TORBASİ ÇEŞİTLERİ	E	A10044
ÜROSTOMİ TORBASİ ÇEŞİTLERİ	T	A10044
ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ	E	A10045
ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ	T	A10045
PASTA, ÜROSTOMİ	E	A10046
PASTA, ÜROSTOMİ	T	A10046
STOMA CAP	E	A10047
STOMA CAP	T	A10047
AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)	E	A10048
AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)	T	A10048

HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ	A	A10049
HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ	E	A10049
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK	E	A10050
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK	T	A10050
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TITANYUM	E	A10051
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TITANYUM	T	A10051
SET, ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN	E	A10052
SET, ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN	T	A10052
PRİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK	E	A10053
PRİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK	T	A10053
CYLER DRENAJ SETİ	E	A10054
CYLER DRENAJ SETİ	T	A10054
HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ	E	A10055
HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ	T	A10055
HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ	E	A10056
HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ	T	A10056
SLEEP-SAFE SET PLUS	E	A10057
SLEEP-SAFE SET PLUS	T	A10057
PD-NIGHT VARIO PLUSSYSTEM WITH PIN	E	A10058
PD-NIGHT VARIO PLUSSYSTEM WITH PIN	T	A10058
SLEEP-SAFE SET PAED	E	A10059
SLEEP-SAFE SET PAED	T	A10059
AİR-WAY ORAL	E	A10060
AİR-WAY ORAL	T	A10060
SET, NEBULİZER, ERİŞKİN	E	A10061
SET, NEBULİZER, ERİŞKİN	T	A10061
HASTA DEVRESİ, PEDIATRİK	T	A10062
HASTA DEVRESİ, ERİSKİN	T	A10063
İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER)	E	A10064
İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER)	T	A10064
SOLUNUM DEVRESİ (T-PIECE)	T	A10065
TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)	E	A10066
TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)	T	A10066
FİLTRE, BAKTERİ, NEM TUTUCU (HMEF)	T	A10067
FİLTRE, VENTİLATÖR İÇİN	T	A10068
FİLTRE, BAKTERİ	T	A10069
OKSİJEN GAZI 10 LT.	T	A10070
OKSİJEN GAZI (10 LT OKSİJEN TÜPÜ İÇİN)	Z	A10070
AMBU SETİ	T	A10071
MOUNT KATETER	T	A10072
MASKE, STANDART CPAP	E	A10073
MASKE, STANDART CPAP	T	A10073
SET CPAP (MASKE, PEEP VALVİ, SET)	E	A10074
SET CPAP (MASKE, PEEP VALVİ, SET)	T	A10074
MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI	E	A10075

MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI	T	A10075
MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	E	A10076
MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	T	A10076
MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	E	A10077
MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	T	A10077
MASKE, HAZNESİZ NEBULİZER	E	A10078
MASKE, HAZNESİZ NEBULİZER	T	A10078
MASKE, HAZNELİ PEDIATRİK	E	A10079
MASKE, HAZNELİ PEDIATRİK	T	A10079
MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN	E	A10080
MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN	T	A10080
MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI	E	A10081
MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI	T	A10081
MASKE, ORA NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	E	A10082
MASKE, ORA NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	T	A10082
MASKE, ORA NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	E	A10083
MASKE, ORA NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN	T	A10083
SİLİKON	T	A10084
ÇİFT KAFLI	T	A10085
GÜMÜŞ	T	A10086
FOAM-KAFLI	T	A10087
FENESTRELİ	T	A10088
DREN, 30-50 ML.	T	A10089
DREN, 100-200 ML.	T	A10090
DREN, 300-500 ML.	T	A10091
STERİL ELDIVEN (PUDRALI/PUDRASIZ)	E	A10092
STERİL ELDIVEN (PUDRALI/PUDRASIZ)	T	A10092
HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK	T	A10095
HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA	T	A10096
HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK	T	A10097
KOKLEAR İMPLANT PİLİ	T	A10101
KOKLEAR İMPLANT ARA KABLO BEDELİ (AKTARICIDAN BAĞIMISIZ) ARA KABLO	T	A10102
KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ	T	A10103
AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER)	T	A10104
PİL YUVASI	T	A10105
İŞİTME CİHAZI PİLİ	T	A10106
INTRATEKAL BAKLOFEN POMPASI DOLUM KİTİ	T	A10107
DİRSEK ALTI 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ	Z	100000
DİRSEK ALTI 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ	Z	100001
DİRSEK ÜSTÜ 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ	Z	100002
DİRSEK ÜSTÜ 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ	Z	100003
DİRSEK ÜSTÜ 6 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ	Z	100004
DİZ ALTI BANYO PROTEZİ	Z	100007
DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMSİZ)	Z	100008

DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMLİ)	Z	100009
KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK	T	A10108
KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA	T	A10109
KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK	T	A10110
FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK	T	A10111
FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA	T	A10112
FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK	T	A10113
GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPIK VEYA KATLANABİLİR BASTON	E	OP1341
GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPIK VEYA KATLANABİLİR BASTON	H	OP1341
STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE	E	OP1342
STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE	H	OP1342
HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE	E	OP1343
HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE	H	OP1343
EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÖÇ KAYNAĞI	Z	DO1017A
PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE	E	OP1344
PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE	H	OP1344
AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ	Z	OP1346
PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ	Z	OP1347
DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ	Z	OP1348
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1349
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1350
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1351
SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1352
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1353
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1354
SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1355
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1356
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ PNÖMATİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1357
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1358
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1359
SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1360
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1361
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1362
SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1363
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1364

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROTEZİ		
SWİNG VE STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1468
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1469
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1470
SWİNG VE STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1471
SWİNG VE STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1472
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1473
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1474
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1475
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1476
SWİNG VE STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1477
SWİNG VE STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1478
SWİNG VE STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1479
SWİNG VE STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1480
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1481
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1482
SWİNG VE STANCE FAZİ PNÖMATİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1483
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1484
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1485
SWİNG VE STANCE FAZİ PNÖMATİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1486
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1487
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1488
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1489
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1490
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1491
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1492
SWİNG VE STANCE FAZİ PNÖMATİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1493
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1494
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1495
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1496
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1497

SWİNG VE STANCE FAZİ PNÖMATİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1498
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1499
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1500
SWİNG VE STANCE FAZİ PNÖMATİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1501
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1502
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1503
SWİNG VE STANCE FAZİ PNÖMATİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1504
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1505
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1506
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1507
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, DÜŞÜK DİSTAL VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1508
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1509
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1510
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1511
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SUSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ	Z	OP1512
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1513
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1514
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1515
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	OP1516
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1517
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1518
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1519
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	OP1520
KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K1, K2)	Z	OP1521
KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K2, K3)	Z	OP1522
KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K3, K4)	Z	OP1523
KARBON AYAK FARKI (K1, K2)	Z	OP1524
KARBON AYAK FARKI (K2, K3)	Z	OP1525
KARBON AYAK FARKI (K3, K4)	Z	OP1526
POLİÜRETAN LİNER DEĞİŞİMİ	Z	OP1527
JEL LİNER DEĞİŞİMİ	Z	OP1528
MEMBRANLI SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ	Z	OP1529
SİLİKON DİZLİK DEĞİŞİMİ	Z	OP1530
TEK İŞLEVİLİ VENTİL DEĞİŞİMİ	Z	OP1531
İKİ İŞLEVİLİ VENTİL DEĞİŞİMİ	Z	OP1532
ÜÇ İŞLEVİLİ VENTİL DEĞİŞİMİ	Z	OP1533

EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZ	Z	100010
DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ	Z	100011
DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ	Z	100012
TRANSKARPAL 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PARŞİYEL EL PROTEZİ	Z	100013
PROTEZ EL DEĞİŞİMİ	Z	100014
SİLİKON ELDİVEN DEĞİŞİMİ	Z	100015
SİLİKON ELDİVEN FARKI	Z	100016
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ (ÜST EKSTREMİTE)	Z	100017
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI (ÜST EKSTREMİTE)	Z	100018
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARŞİYEL EL PROTEZİ	Z	100019
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARŞİYEL EL PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI	Z	100020
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARŞİYEL AYAK PROTEZİ	Z	100021
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ	Z	100022
SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ (KARBON KOMPOZİT PLAKALI)	Z	100023
KISA YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100024
KISA YÜRÜME CİHAZI(KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100025
MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100026
MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100027
MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100028
MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100029
MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100030
MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100031
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI	Z	100032
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ	Z	100033
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ	Z	100034
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100035
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100036
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100037
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100038
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100039
TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100040
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI	Z	100041
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ	Z	100042
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ	Z	100043
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100044
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100045
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)	Z	100046
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100047
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BELKEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100048
DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BELKEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN)	Z	100049

RESİPROKAL YÜRÜME ORTEZİ	Z	100050
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100051
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100052
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100053
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100054
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK(HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100055
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK(HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100056
SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MONOSENTRİK(HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100057
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100058
SWİNG FAZİ PNÖMATİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100059
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ MONOSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100060
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ POLİSENTRİK DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100061
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100062
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100063
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100064
SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, POLİSENTRİK (HİDROLİK/PNOMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ	Z	100065
AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK FARKI (K3, K4)	Z	100066
HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK FARKI	Z	100067
AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ, HİDROLİK / ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK FARKI	Z	100068
AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K3, K4)	Z	100069
HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ	Z	100070
AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ, HİDROLİK / ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ	Z	100071
AKTİF TEKERLEKLİ SANDALYE	H	100072
BANYO TUVALET SANDALYESİ	H	100073
GÖZ PROTEZİ (KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLEN)	Z	100074
ANTİDEKÜBİT OTURMA SİSTEMİ	H	100075
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	100076
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	100077
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	100078
SWİNG FAZİ MİKROİŞLEMCI, STANCE FAZİ HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	100079
SWİNG FAZİ HİDROLİK, STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	100080
SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCI KONTROLLÜ DİZ DEZARTİKÜLASYON EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	100081

SWİNG VE STANCE FAZİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMİ DEĞİŞİMİ	Z	100082
KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI KONUŞMA İŞLEMCİSİ	T	A10115
ORTA KULAK İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ	T	A10116
BEYİN SAPI İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ	T	A10117
ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ	A	A10118
ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ	E	A10118
ÖZELLİKLİ KARBON GRAFİT AFO	Z	100083
ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ	E	A10119
ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ	T	A10119
ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDIATRİK)	E	A10120
ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDIATRİK)	T	A10120
İNHALASYON İÇİN (HİPERTONİK SALİN %7 NaCl, %0.1 SODYUM HİYALÜRONAT) HİPERTONİK STERİL ÇÖZELTİ (5ML.)	E	A10121
İNHALASYON İÇİN (HİPERTONİK SALİN %7 NaCl, %0.1 SODYUM HİYALÜRONAT) HİPERTONİK STERİL ÇÖZELTİ (5ML.)	T	A10121
OKSİJEN GAZI (5 LT OKSİJEN TÜPÜ İÇİN)	H	A10122
OKSİJEN GAZI (5 LT OKSİJEN TÜPÜ İÇİN)	Z	A10122
OKSİJEN TÜPÜ VE MANOMETRESİ (5LT)	Z	DO1072

Tür Bilgisi

E	Eczane
H	Hazır ortez protez
T	Tıbbi Malzeme
Z	İsmlama Malzeme